

Parasitologisten näytteiden kestokiinnitteen vaihtaminen EcoFix® - tuotteeseen

Asia

Vaihdamme HUSLABin parasitologian yksikössä uloste- ja muiden näytteiden kiinnittämiseen (KL nro 4088, -AmebVr) käytetyn kiinnitteen uuteen tuotteeseen. Aikaisemmin käytössämme ollut ParaPak® LV-PVA FIXATIVE jää pois käytöstä asteittain vuoden 2010 alusta ja sen tilalle olemme valinneet Meridianin ParaPak® EcoFix®:in, joka toimii yhtä hyvin erilaisissa näytteissä kuin vanhakin.

EcoFix sisältää mm. sinkkisulfaattia ja polyvinyylialkoholia. Se on luokiteltu ärsyttäväksi (Xi), helposti syttyväksi (F+) sekä ympäristölle vaaralliseksi (N) kemikaaliksi. Sen joutumista iholle, silmiin tai vaatetukselle tulee välttää. Mikäli roiskevauriota kuitenkin tulee, huuhdotaan altistunut alue runsaalla vedellä.

Näyte säilyy kiinnitteessä tutkimuskelpoisena noin kuukauden ajan. Näyte voi olla **tartuntavaarallinen** ja se on toimitettava tutkivaan laboratorioon **hyvin suljetussa purkissa ja purkki muovipussissa**. Lähetettä ei saa panna samaan muovipussiin.

Ennen näytteen lisäystä purkin päiväys tulee tarkastaa. Vanhentuneita kiinnitepurkkeja ei tule käyttää. Ne voi palauttaa HUSLABin parasitologian yksikköön, joka toimittaa ne edelleen ongelmajätelaitokselle.

Näytteet lähetetään osoitteella:

HUSLAB
 Näytteiden vastaanotto/Parasitologian yksikkö
 PL 400 (Haartmaninkatu 3)
 00029 HUS
 puh. (09) 471 75992

Annamme mielellämme lisätietoja sekä toimitamme teille suomenkielisen käyttöturvallisuustiedotteen tarvittaessa. Sen voi myös etsiä netistä osoitteesta: http://www.labema.fi/netta/sivut/Turvaohjeet/MeridianFIN/KT901312_PARAPAK_ECOFIX_FIN.pdf

Allekirjoitukset

Taru Meri
 mikrobiologi
 HUSLAB, Bakteriologian osasto
 Parasitologian yksikkö
 puh. 050 427 0423
 email: taru.meri@helsinki.fi

Päivi Tissari
 vt. ylilääkäri, vastuuyksikön päällikkö
 HUSLAB
 Bakteriologian osasto
 puh. 050 427 0737

Elisabet Tyyni
 vastuuhoitaja
 HUSLAB, Bakteriologian osasto
 Parasitologian yksikkö
 puh. (09) 471 75992
 email: elisabet.tyyni@hus.fi

Martti Vaara
 professori, vastuualuejohtaja
 HUSLAB
 Kliinisen mikrobiologian vastuualue
 puh. (09) 471 75822

Jakelu

Laboratoriojakelu
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit
Peijaksen sairaalan lääkärit
Jorvin sairaalan ylilääkärit
Jorvin sairaalan osastot
Lohjan yli- ja apulaisyli­lääkärit
Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat
Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit
Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot
HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet
Ulkopuoliset asiakkaat
HUS:n kliiniset toimialat
HYKS Infektioklinikka/sihteeri