

## Näytteiden vastaanottopäivät vaihtuvat B -LyTbIFN -tutkimukseen (6174) 4.9.2017 lähtien sekä näytteiden säilyvyysaika muuttuu 32 tuntiin

<b>Tutkimus</b>	6174	B -LyTbIFN	B -M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erittävät solut
<b>Osatutkimukset</b>	Ly-TbSpotA, Ly-TbSpotB ja Ly-TbSpPPD		
<b>Asia</b>	Yleisasia		
<b>Yhteyshenkilöt</b>	lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@helsinki.fi, 050 427 9816 sairaalamikrobiologi Annemarjut Jääskeläinen, annemarjut.jaaskelainen@hus.fi, puh. 050 428 8017		
<b>Lähetä</b>	Immunologiset tutkimukset		
<b>Indikaatiot</b>	Mycobacterium tuberculosis -infektion/kontaktin osoitus. Mtb aiheuttamat kliiniset ja subkliiniset infektiot, erityisesti vaikeasti diagnosoitavat ekstrapulmonaaliset muodot (luustopesäkkeet, lymfadeniitti, sekä latentin tuberkuloosi-infektion diagnostiikka), ja varotoimena ennen infektioriskiä lisäävän hoidon aloitusta. Menetelmä soveltuu myös lapsipotilaille.		
<b>Huomautuksia</b>	<p>1) <b>4.9.2017 alkaen uudet näytteiden vastaanottopäivät ovat <u>tiistai ja torstai</u></b>, aiempien maanantain ja keskiviikon sijaan.</p> <p>2) <b>4.9.2017 alkaen uusi säilyvyysaika on 32 h</b>, aiemman 8 h sijaan, niin että näytteen on saavuttava HUSLABin laboratorioon viimeistään <b>tiistaina tai torstaina klo13</b> mennessä. Näytteitä ei voi ottaa torstaina iltapäivisin, perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.</p> <p>Tutkimusta tehdään vain tiistaisin tai torstaisin. <b>Yli 32 h näytteenotosta</b> saapuvat näytteet eivät sovellu enää kyseiseen tutkimukseen. Tutkimuksessa tarvitaan eläviä lymfosyyttejä. Näytteet tulee <b>säilyttää huoneenlämpötilassa</b>. Näytteiden kelpoisuus tutkimukseen heikkenee merkittävästi esim. lämpötilanmuutoksista.</p> <p>Arkipyhiä edeltävänä päivänä ei voi ottaa näytettä.</p>		
<b>Näyteastia</b>	Li-hepariiniputki 7/6 ml		

<b>Näyte</b>	<p>Näytteenottomäärä, Li-hepariiniputket: Aikuiset ja lapset yli 20 kg: 6 ml Lapset alle 20 kg: 4 ml.</p> <p>Li-hepariininäytteenotto-ohjeet: Näytteen saa ottaa +18...+28oC:ssa. HUOM! Näytettä EI saa fuugata.</p> <p>Li-hepariininäytteen säilytys ja lähetys: Näyte on toimitettava viimeistään 32 h sisällä näytteenotosta HUSLABin virologian ja immunologian laboratorioon tiistaisin tai torstaisin klo 13:00 mennessä. Huom! Näytettä ei voida ottaa arkipyhää edeltävänä päivänä ja näytteen kuljetus <b>huoneenlämpöisenä on varmistettava.</b></p>		
<b>Teksti</b>	<p>4.9.2017 alkaen</p> <p>VAIN tiistaisin ja torstaisin</p>		
<b>Tulokset valmiina</b>	<p>Tulos on valmiina seuraavana päivänä (keskiviikkona tai perjantaina)</p>		
<b>Tiedustelut</b>	<p>Virologian ja immunologian laboratorio, Infektioserologia-työpiste, puh. 050 427 2470</p>		
<b>Allekirjoitukset</b>	<p>Hanna Jarva Erikoislääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816</p>	<p>Annemari Jääskeläinen Sairaalamikrobiologi HUSLAB Virologia ja immunologia puh.050 428 8017</p>	<p>Maija Lappalainen Ylilääkäri, linjajohtaja HUSLAB Klininen mikrobiologia puh. 040 838 4004</p>