

Poikkeustilanteessa, jos eNAT-putkia ei ole saatavilla, F -BaktVIP - ja F -EHECVTx -tutkimukset voidaan ottaa myös kahteen geelikuljetusputkeen ja F -ParaNhO - ja -HepyNhO -tutkimukset tyhjään purkkiin

Tutkimus	21088	F -BaktVIP	F -Bakteeri, viljely ja nukleiinihappo (kval), ulosteesta
	9440	F -EHECVTx	F -EHEC-viljely ja toksiiniosoitus
	6375	F -ParaNhO	F -Ulosteen parasiitit, nukleiinihappo (kval)
	6314	-HepyNhO	-Helicobacter pylori, nukleiinihappo (kval)

Asia Näyteastiamuutos

Johdanto Koronaepidemian takia eNAT-putkien saatavuudessa voi olla tilapäisesti ongelmia. Jos eNAT-putkia ei ole saatavilla ko. tutkimusten näytteet voidaan ottaa myös alla listattuihin näyteastioihin. Näyte säilyy eNAT-putkessa paremmin ja näyte on helpommin ja turvallisemmin käsiteltävissä laboratoriossa, joten eNAT-putkien käyttö on ensisijaisesti erittäin suositeltavaa, jos niitä on saatavilla.

Yhteyshenkilöt mikrobiologi Jenni Antikainen, jenni.antikainen@hus.fi, 050 452 6712,
 mikrobiologi Tanja Holma, tanja.holma@hus.fi, 040 359 2293

Näyteastia Jos eNAT-putkia on saatavilla, otetaan tutkimukset seuraavasti:

F -BaktVIP	Copan eNAT ja geelikuljetusputki
F -EHECVTx	Copan eNAT ja geelikuljetusputki
F -ParaNhO	Copan eNAT
-HepyNhO	Copan eNAT

Jos eNAT-putket ovat tilapäisesti täysin loppu keskusvarastosta, eikä putkia ole muista näytteenotto pisteistä saatavilla, otetaan tutkimukset seuraavasti:

F -BaktVIP	kahteen (2) geelikuljetusputkeen (ei saa sisältää hiiltä)
F -EHECVTx	kahteen (2) geelikuljetusputkeen (ei saa sisältää hiiltä)
F -ParaNhO	tyhjään purkkiin (esim. ulostepurkki)
-HepyNhO	tyhjään purkkiin (esim. ulostepurkki)

Näyte Reilu määrä tuoretta ulostetta. Putket muovipussiin.

eNAT-putkeen laitettava oikea näytemäärä on tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta. Kts. näytteenotto-ohjeet (https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/potilasohjeet/ulostenaytteet/ulostenayte_f_baktvip_ja_f_ehecvtx_tutkimusta_varten/index.html).

Mikäli eNAT-putkia ei ole saatavilla, esim. koronapandemiasta johtuen, näyte voidaan poikkeuksellisesti lähettää F -BaktVIP - ja F -EHECVTx -tutkimukseen kahdessa geelikuljetusputkessa ja F -ParaNhO - ja -HepyNhO -tutkimuksiin tyhjässä purkissa. Näytekuljetusputki ei saa sisältää hiiltä.

Huomautuksia

Näytteet olisi saatava laboratorioon mieluiten vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Yli kolme vuorokautta viipyneistä näytteistä negatiivinen tulos ei ole luotettava. Kuljetusta odotettaessa näytteitä säilytetään jääkaapissa.

Tiedustelut

Bakteriologian laboratorio, puh. 09 471 73082 tai 471 73040. Iltaisin ja viikonloppuisin puh. 050 427 2222.

Allekirjoitukset

Jenni Antikainen
Sairaalamikrobiologi
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
Bakteriologia
puh. 050 452 6712

Rautio Merja
Dos., Prosessivastaava
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
Bakteriologia
puh. 050 457 9605

Maija Lappalainen
Ylilääkäri, linjajohtaja
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
puh. 09 471 75811/
040 838 4004