

Ohje käytössä: Patologian laboratorioon näytteitä lähettävissä yksiköissä

Histologisen näytteen lähettäminen patologian laboratorioon

Preanalytiikan ohje

Lähettävän yksikön on huomioitava seuraavat vaiheet histologisia näytteitä lähettäessä. Näytteiden tarkemmat käsittelyohjeet löytyvät tutkimusohjekirjasta erikseen kunkin tutkimuksen osalta.

1. Näyteastian identifikaatio: Potilastiedot (nimi ja sosiaaliturvatunnus) on laitettava näyteastiaan ja niiden tulee täsmätä lähetteen tietojen kanssa. Potilastiedot merkitään viivakoodillisella näytetarralla. Jos tiedot joudutaan kirjoittamaan käsin, käytetään lyijykynää tekstin säilymisen takaamiseksi. Lisäksi näyteastiaan merkitään tieto lähettävästä yksiköstä.
2. Jos näyteastioita on useita, tulee ne numeroida 1, 2, 3 jne.
3. Näytteenottokohdat tulee olla nimettyinä sekä näyteastioissa, että läheteessä.
4. Läheteessä tulee mainita riittävät tiedot:
 - Näytetyyppi
 - Näytteenotto kohta
 - Mahdolliset diagnosoidut sairaudet
 - Kysymyksenasettelu (miksi näyte on otettu)
5. Läheteessä tulee olla lähettävän yksikön yhteystiedot, sekä lähettävän lääkärin nimi ja puhelinnumero.
6. Biopsianäytteissä formaliinia on oltava näytteen tilavuuteen nähden vähintään kymmenkertainen määrä, jotta fiksoituminen onnistuu. Leikkauspreparaateissa formaliinia on oltava näytteen tilavuuteen nähden kolminkertainen määrä. Mikäli näytteen suuri koko estää vaadittavan formaliinimäärän lisäämisen ja säännönmukaisen astian käyttämisen, näytteen voi laittaa pienempään astiaan, minkä jälkeen astian kanteen tulee merkitä ”*näyte vaihdettava suurempaan astiaan*”.
7. Lähetettävän näytepakkauksen on koostuttava kolmesta osasta: formaliininkestävästä näyteastiasta, nestetiiviistä sekundääriastiasta sekä näytekuljetuslaukusta. Pakkaukset on suljettava niin, etteivät ne pääse vuotamaan kuljetuksen aikana. Kuljetuslaukun pohjalle on laitettava imeytysliina.
8. Jos työpyyntöön kuuluu useampi pieni formaliiniastia, olisi ne hyvä pakata samaan sekundääriastiaan (esim. muovipussiin tai Vacuette Transport Container -astiaan). Jos potilaasta on otettu sekä tuore- että formaliininäyte, tulisi ne lähettää samassa kuljetuserässä, mikäli tämä on mahdollista.
9. Histologisia näytteitä ja papa-laseja voidaan lähettää samassa kuljetuslaatikossa vain, jos molemmat näytetyypit ovat pakattu huolellisesti erillisiin sekundääriastioihin.

Ohje käytössä: Patologian laboratorioon näytteitä lähettävissä yksiköissä

YHTEYSTIEDOT

Meilahden patologian laboratorio

Asiakaspalvelu 050 428 6960 (*näytevastauksiin liittyvät asiat, näytteiden kiirehtimiset*)

Näytteiden vastaanotto 050 428 7759 (*näytteenottoon liittyvät asiat, läheteasiat*)

Biopsianäytteiden vastaanotto 09 471 71304 (*näytteenottoon liittyvät asiat, läheteasiat*)

Elinsiirto- ja hematopatologian laboratorio 050 427 0434

Jorvin patologian laboratorio 09 471 82670

Hyvinkään patologian laboratorio 040 665 4872

Kymenlaakson patologian laboratorio 040 481 5229

Etelä-Karjalan patologian laboratorio 040 651 3928