

Ulosteen parasiittinäyte

Saat näytteenottotarvikkeet lähimmästä HUSin laboratorion toimipisteestä

Kaarimalja tai vastaava astia (esim. kertakäyttölautasen) 1–3 näytteenottopurkkia, joissa on formaliinia (myrkyllinen - ks. toimintaohje) Suljettavat muovipussit ja nimitarra.

Ulostenäytteen ottaminen

- 1) Ota kukin näyte eri päivinä tai ainakin eri ulostuskerroilla.
- 2) Ota ulostenäyte kaarimaljaan tai vastaavaan astiaan, esim. kertakäyttölautaselle.
- 3) Ota näytepurkkiin pikkusormenpään kokoinen nokare ulostetta esim. purkin korkissa olevalla lusikalla tai kauhalla; näytteeksi poimitaan mahdollisimman verisiä, limaisia tai muuten poikkeavia kohtia.
- 4) Sekoita uloste tasaiseksi velliksi purkissa olevaan formaliiniin. Huolellinen sekoittaminen on tärkeätä. Tulos huonosti sekoitetusta näytteestä ei ole luotettava. Jos uloste on vesimäistä, ota sitä noin kolmannes formaliinin määrästä. Sulje korkki tiiviisti.
- 5) Kiinnitä näytepurkkiin tarra, johon olet merkinnyt nimesi, henkilötunnuksesi ja näytteenottoajan.
- 6) Sulje purkki huolellisesti muovipussiin. Säilytä näyte huoneenlämmössä.
- 7) Vie kaikki näytteet kerralla laboratorioon mahdollisimman pian viimeisen näytteenottokerran jälkeen, noin viikon sisällä.

Lisätiedustelut

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa asiakaspalveluun (p. 09 471 86800) ma - pe klo 7.30–15.30. Asiakaspalvelusta ei valitettavasti voida antaa laboratoriovastauksia.

Toimintaohje formaliinin joutuessa

Iholle: - riisu saastunut vaatetus - pese iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuliuksella 10–15 minuutin ajan

Silmiin: - huuhtelee runsaalla vedellä 20–30 minuutin ajan - jos silmiin kehittyvät tulehdusoireita kuten kipua tai näköhäiriöitä, ota yhteys lääkäriin

Suuhun: - älä yritä oksentaa - huuhtelee suu - juo vettä (n. 1 lasillinen) - tarvittaessa ota yhteys Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai 09 4711

Potilasohje 24.5.2022