

PARASITPROV FRÅN AVFÖRING

Du får provtagningsstillbehör från HUSLABs närmaste laboratorium

Rondskål eller motsvarande kärl (t.ex. engångstallrik)
1-3 provtagningsburkar som innehåller **formalin (giftigt)** - se instruktioner)
Förslutningsbara plastpåsar och namnetiketter

Avföringsprovtagning

- 1) Ta proverna på olika dagar eller åtminstone vid olika avföringstillfällen.
- 2) Ta avföringsprovet i en rondskål eller motsvarande kärl, t.ex. en engångstallrik.
- 3) Använd skeden som är fäst vid provtagningsburkens kork för att ta en klick avföring lika stor som en lillfingerspets; ta provet från så blodiga, slemmiga eller annars avvikande ställen som möjligt.
- 4) Blanda ut avföringen med **formalinet** i burken till en jämn blandning. **Det är viktigt att blanda avföringen och formalinet väl.** Resultatet från ett prov, som ej blandats om väl, är inte pålitligt. Om du har vattentunn diarré ska avföringsprovet utgöra cirka en tredjedel av formalinmängden. **Skruva på korken tätt.**
- 5) Fäst en etikett med ditt namn, personskyddssignum och provtagningstidpunkt på provtagningsburken.
- 6) Lägg provburken i plastpåsen och förslut påsen väl. Förvara provet vid rumstemperatur.
- 7) Lämna alla prover samtidigt till laboratoriet så snart som möjligt efter den sista provtagningen, inom cirka en vecka.

Mer information

Om du har frågor kan du ringa till HUSLABs servicenummer tfn. 09 471 86800, må - fr kl. 7.30-15.30. Tyvärr kan laboratorieresultat inte ges via servicenumret.

Instruktioner om du får formalin

- PÅ HUDEN: - klä av dig förorenade kläder
- tvätta huden med rikligt med vatten och mild tvättlösning i minst 10-15 minuter
- I ÖGONEN: - skölj med rikligt med vatten i minst 20-30 minuter
- om det uppstår inflammationssymptom i ögonen, såsom smärta eller synstörningar, ta kontakt med läkare
- I MUNNEN: - försök inte framkalla kräkningar
- skölj munnen.
- drick vatten (ca 1 glas)
- tag vid behov kontakt med Giftinformationscentralen **09 471 977** eller 09 4711