

## Ulosteen parasiittinäyte (F-ParaNhO)

Saat näytteenottotarvikkeet HUSLABin toimipisteestä


- Kaarimalja tai esim. kertakäyttölautanen.
- Näytteenottotikku
- Näyteputki (eNAT)
- Suljettava muovipussi ja nimitarra



- Säilytä näyteputkea lasten ulottumattomissa.
- Sisältää guanidiinitiosyanaattia.
- Katso kohta toimintaohje.

### Ulostenäytteen ottaminen

1. Ota ulostenäyte esim. kertakäyttölautaselle.
2. Avaa näyteputken vaaleansininen korkki ja aseta putki pystyasentoon tasaiselle alustalle.
3. Ota näytteenottotikku pois suojapakkauksesta.
4. Työnnä näytteenottotikun pää ulosteeseen. Älä laita ulostetta tikkuun liikaa, vain ohut kerros tikun päähän.



Sopiva määrä ulostenäytettä



Liikaa ulostenäytettä

1. Työnnä näytteenottotikku näyteputken nesteeseen ja sekoita hyvin.
2. Ota näytteenottotikku pois nesteestä ja hävitä se esim. sekajätteen mukana.
3. Sulje näyteputki huolellisesti putken omalla, sinisellä korkilla.
4. Kirjoita tarraan nimesi, henkilötunnuksesi ja näytteenottopäivämäärä ja aika.
5. Laita sinikorkkinen näyteputki ja tarra muovipussiin. Sulje pussi huolellisesti.
6. Tuo näyteputki mielellään samana päivänä laboratorioon. Jos et voi tuoda näytettä samana päivänä, säilytä näyte jääkaapissa seuraavaan päivään asti.

## Lisätiedustelut

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa palvelunumeroon p. 09 471 86800 ma–pe klo 7.30–15.30. Palvelunumerosta ei valitettavasti voida antaa laboratoriovastauksia.

## Toimintaohje näyteputken nesteen joutuessa

### Iholle:

- Riisu saastunut vaatetus.
- Pese iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuliuksella noin 10–15 min ajan.

### Silmiin:

- Huuhtele runsaalla vedellä noin 20–30 min ajan.
- Jos silmiin kehittyä tulehdusoireita, kuten kipua tai näköhäiriöitä ota yhteys lääkäriin.

### Suuhun:

- Älä yritä oksentaa.
- Huuhtele suu.
- Juo vettä (n. 1 lasillinen).

Tarvittaessa ota yhteys myrkytystietokeskukseen p. 09 471 977 tai 09 4711.