

## Parasitprov från avföring (F-ParaNhO)

Du får provtagningsstillbehör från närmaste HUS laboratorium.

- Rondskaål eller motsvarande kärl t.ex. engångstallrik
- Provtagningspinne
- Provtagningsrör (eNAT)
- Förslutningsbar plastpåse och namnetikett




- Förvara provröret utom räckhåll för barn.
- Innehåller guanidintiocyanat.
- Se instruktioner.

### Avföringsprovtagning

1. Ta avföringsprovet t.ex. på engångstallrik.
2. Ta av den ljusblå korken på provröret och ställ röret upprätt på ett jämnt underlag.
3. Ta ut provtagningspinnen ur skyddsförpackningen.
4. Stick pinnens spets i avföringen. Sätt inte för mycket avföring, endast ett tunt lager i änden av pinnen.



Rätt mängd avföring



För mycket avföring

5. Skjut in provtagningspinnen med avföring i vätskan i provröret och blanda väl.
6. Ta bort pinnen från vätskan och släng den t.ex. i blandavfallet.

7. Förslut provröret omsorgsfullt med rörets egen blå kork.
8. Skriv ditt namn, din personbeteckning samt tidpunkten och datumet för provtagningen på etiketten.
9. Lägg provröret med blå kork och etiketten i plastpåsen. Förslut påsen noggrant.
10. Lämna provröret till laboratoriet, gärna samma dag. Om du inte kan lämna provet samma dag ska du förvara provet i kylskåp till nästa dag.

## **Mer information**

Om du har några frågor kan du ringa till kundtjänst 09 471 86800 må–fr kl. 7.30–15.30. Tyvärr får laboratorieresultat inte lämnas ut på servicenumret.

## **Instruktioner om vätskan i provtagningsburken hamnar**

### **På huden:**

- Klä av dig de förorenade kläderna.
- Tvätta huden rikligt med vatten och mild tvättlösning i ca 10–15 minuter.

### **I ögonen:**

- Skölj rikligt med vatten i ca 20–30 minuter.
- Om det uppstår inflammationssymptom i ögonen, såsom smärta eller synstörningar, ta kontakt med läkare.

### **I munnen:**

- Försök inte framkalla kräkningar.
- Skölj munnen.
- Drick vatten (ca 1 glas).

Ta vid behov kontakt med giftinformationscentralen tfn 09 471 977 eller 09 4711.