

АНАЛИЗ КАЛА НА ПАРАЗИТЫ (F-ParaNho)

Предметы для забора образца в пункте HUS


- Лоток или, например, одноразовая тарелка.
- Палочка для взятия образца
- Пробирка (eNAT)
- Закрываемый пластиковый пакет и наклейка




- Храните пробирку вдали от детей.
- Содержит гуанидинтиоцианат.
- См. инструкцию.

Взятие образца кала

1. Возьмите образец, например, на одноразовую тарелку.
2. Откройте синюю пробку пробирки и положите пробирку в вертикальное положение на ровной поверхности.
3. Доставьте палочку из защитной упаковки.
4. Вставьте кончик палочки в кал. Достаточно забрать лишь тонкий слой кала кончиком палочки.



Подходящее количество образца



Слишком много образца

5. Вставьте палочку в пробирку с жидкостью и хорошо перемешайте.
6. Выньте палочку из пробирки и уничтожьте ее надежным способом.
7. Тщательно закройте пробирку синей пробкой.
8. Напишите на наклейке свое имя, соц. код, дату и время взятия образца.
9. Положите пробирку с наклейкой в пластиковый пакет. Тщательно закройте пакет.
10. Доставьте пакет в лабораторию желательно в тот же день. Если вы не можете доставить пакет в тот же день, храните образец в холодильнике до следующего дня.

Дополнительная информация

Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить в HUS, тел. 09 471 86800, пн-пт 07.30–15.30. Результаты лабораторных исследований не сообщаются по телефону.

Инструкция при попадании жидкости

На кожу:

- Снимите запачканную одежду.
- Обильно промойте кожу водой и несильным моющим средством в течение 10–15 минут.

В глаза:

- Обильно споласкивайте водой в течение приблизительно 20–30 минут.
- При симптомах воспаления глаз (боль, нарушение зрения), обратитесь к врачу.

В рот:

- Не пытайтесь вызвать рвоту.
- Ополосните ротовую полость.
- Пейте воду (около 1 стакана).

При необходимости обратитесь в Информационный центр помощи при отравлениях, тел. 09 471 977 или 09 4711.