

## Ulostenäyte F-BaktNhO – ja F-BaktVi3 -tutkimuksia varten

Ajoita näytteenotto mahdollisuuksien mukaan niin, että saat toimitettua näytteen saman päivän aikana laboratorioon.


Ota osa ulostetta talteen esimerkiksi kertakäyttöastiaan. Ota näyte näyteputkeen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

### Näyte nestettä sisältävään putkeen (pinkki korkki)



**1.** Avaa putken korkki ja aseta putki pystyasentoon tasaiselle alustalle. Putkessa on nestettä. Varo, ettet kaada nestettä pois putkesta.

**2.** Työnnä näytteenottotikun pää ulosteeseen ja ota **pieni määrä** ulostetta tikkuun. Älä laita ulostetta tikkuun liikaa, vain ohut kerros tikkuun.



Sopiva määrä

Liian vähän näytettä

Liikaa näytettä

Mobidiag

Kuva:

**3.** Vie tikku putkessa olevaan nesteeseen ja sekoita huolellisesti, niin että näyte liukenee nesteeseen. Katkaise tikku putkeen ja sulje korkki huolellisesti. Putkessa olevan liuoksen tulisi olla ulosteen lisäyksen jälkeen vaalean maitokahvin väristä.

Kirjoita tarroihin:

- Nimesi
- Henkilötunnuksesi
- Päivämäärä ja kellonaika

Liimaa putkeen oma tarra.

Laita näyte muovipussiin ja toimita se laboratorioon.

Jos et voi tuoda näytettä samana päivänä, säilytä ne yön yli jääkaapissa.

### Lisätiedustelut

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa HUSLABin palvelunumeroon puh. 09 471 86800 ma - pe klo 7.30-15.30. Palvelunumerosta ei valitettavasti voida antaa laboratorio-vastauksi.