

## Ulostenäytteet F-BaktVIP ja F-EHECVTx -tutkimusta varten

Saat tutkimusta varten

- kaksi erilaista näyteputkea
- kertakäyttöastian
- nimitarrat.

Ajoita näytteenotto mahdollisuuksien mukaan niin, että saat toimitettua näytteen saman päivän aikana laboratorioon.

Ota osa ulostetta talteen esimerkiksi kertakäyttölautaselle. Ota pakkauksessa olevalla tikulla ulostetta alla olevien ohjeiden mukaan. Ota näyte kahteen eri putkeen ja eri tikuilla.


### Näyte nestettä sisältävään putkeen (sininen korkki)



1. Avaa putken korkki ja aseta putki pystyasentoon tasaiselle alustalle
2. Työnnä näytteenottotikku ulosteeseen ja ota **pieni määrä** ulostetta tikuun.



Sopiva määrä



Liikaa näytettä

3. Vie tikku nesteeseen ja sekoita huolellisesti, niin että näyte liukenee nesteeseen. Tikkua ei jätetä putkeen, vaan koko tikku hävitetään sekajätteen mukana. Sulje korkki huolellisesti.

**VAARA! Sinikorkkinen purkki sisältää guanidiinitiosyanaattia. Pidä lasten ulottumattomissa! Katso toimintaohje kääntöpuolella.**

### Näyte geeliä sisältävään putkeen (punainen korkki)

1. Poista putken valkoinen korkki ja heitä se roskeen.
2. Pyöritä näytteenottotikun pumpuliosaa ulosteessa, erityisesti mahdollisissa limaisissa tai verisissä kohdissa.
3. Vie tikku putken sisään niin että pumpuliosa menee geelin sisään ja korkki-osa sulkeutuu tiiviisti. Älä katkaise tikkua.



## Ulostenäytteet F-BaktVIP ja F-EHECVTx -tutkimusta varten

Kirjoita tarroihin

- nimesi
- henkilötunnuksesi
- päivämäärä ja kellonaika.

Liimaa molempiin putkiin oma tarra.

Laita näytteet muovipussiin (katso kuva) ja toimita ne laboratorioon.

Jos et voi tuoda näytteitä samana päivänä, säilytä ne yön yli jääkaapissa.



## Lisätiedustelut

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa HUSLABin palvelunumeroon puh. 09 471 86800 ma - pe klo 7.30-15.30. Palvelunumerosta ei valitettavasti voida antaa laboratorio-vastauksia.

### Toimintaohje näyteputken nesteen joutuessa

#### **IHOLLE:**

- Riisu nesteellä mahdollisesti kastunut vaatetus.
- Pese iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuliuksella noin 10 -15 min ajan.

#### **SILMIIN:**

- Huuhtele runsaalla vedellä noin 20 – 30 min ajan.
- Jos silmiin kehittyy tulehdusoireita, kuten kipua tai näköhäiriöitä ota yhteys lääkäriin.

#### **SUUHUN:**

- Älä yritä oksentaa.
- Huuhtele suu.
- Juo vettä (n. 1 lasillinen).

Tarvittaessa ota yhteys myrkytystietokeskukseen p. 09 471 977 tai 09 4711.  
Numero palvelee 24h/7.