



Kalprotektin i avföringen (F -Calpro), anvisning för provtagning


1. Lämna avföringsprovet direkt i den behållare som du fått från laboratoriet. Ta inte provet från toalettstolen.




2. Håll i **den blå delen** och öppna den **röda korken**. Ta inte loss den blå delen från röret!



3. För in pinnen i avföringen på olika ställen. Även lös avföring fastnar på pinnen. Hård avföring skrapas med pinnen.



4. För in pinnen genom **den blå delen** i röret. Skruva fast korken ordentligt.



- Skriv dina personuppgifter och provtagningstid (datum och tid) på den etikett eller det informationsblad som du fick. Fäst etiketten på provröret.
- Sätt provet och informationsbladet i en förslutbar plastpåse.
- Förvara provet i kylskåp tills du för det till laboratoriet.

Prov som tagits på fel sätt kan inte undersökas!

Skanna QR-koden och se videon om provtagning.

Ytterligare information och anvisningar: 09 471 86800, mån.–fre.
7.00–15.30

