



Фекальный кальпротектин (F -Calpro), инструкция по сбору образца материала на анализ


1. Опорожните кишечник непосредственно в емкость, которую вы получили из лаборатории. Не берите материал на анализ из унитаза.




3. Вставьте палочку в кал в разных местах. Жидкий стул также прилипает к палочке. Твердый стул следует скоблить палочкой.



2. Держа за **синюю часть**, откройте **красный колпачок**. Не отрывайте синюю часть пробирки!



4. Вставьте палочку через **синюю часть** в пробирку. Аккуратно закройте пробирку.



- Запишите вашу персональную информацию и время сбора образца материала (дата и время) на этикетке или на наклейке, которые были вам выданы. Прикрепите наклейку к пробирке с образцом.
- Упакуйте пробирку и этикетку в закрывающийся пластиковый пакет.
- Храните образец в холодильнике, пока не доставите его в лабораторию.

Неправильно собранные образцы не удастся исследовать!

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о взятии образца материала.



Дополнительная информация и инструкции: 09 471 86800, пн-пт 07:00–15:30