





كالبروتكتين البراز (F - Calpro)، تعليمات أخذ العينة

<p>2. أمسك الجزء الأزرق وافتح الغطاء الأحمر. لكن لا تنزع الجزء الأزرق من الأنبوب!</p> 	<p>1. قم بالتبرز مباشرة في الوعاء الذي استلمته من المختبر. لا تأخذ عينة البراز من كرسي المراحيض.</p> 
<p>4. أدخل العود في الأنبوب من خلال الجزء الأزرق. أغلق الأنبوب بعناية.</p> 	<p>3. أدخل العود في نقاط مختلفة من البراز، وهكذا يلتصق البراز الرخو بالعود. أما البراز الصلب، فيتم كشطه بالعود.</p> 

- اكتب بياناتك الشخصية ووقت أخذ العينة (التاريخ والوقت) على الملصق الذي استلمته أو قسيمة المعلومات التي استلمتها، ثم ثبت الملصق على أنبوب العينة.
- ضع العينة وملصق المعلومات في كيس تغليف بلاستيكي قابل للإغلاق.
- احفظ العينة في الثلاجة لغاية إعادتها إلى المختبر.

لا يمكن فحص العينات المأخوذة بشكل غير صحيح!

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً وشاهد مقطع الفيديو عن أخذ العينة.

معلومات وتعليمات إضافية: 09 471 86800، أيام الاثنين - الجمعة، الساعة ٧,٠٠ - ١٥,٣٠

