

АНАЛИЗ МОЧИ НА СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБУМИНА-КРЕАТИНИНА (4511 U-AlbKrea или 23572 nU-AlbKrea)

Подготовки не требуется. Результат наиболее достоверен из порции мочи, взятой сразу после пробуждения («ночная моча»), поскольку физическая нагрузка может увеличить показатель. У некоторых пациентов также вертикальное положение увеличивает поступление альбумина в мочу. При минимальной нагрузке в день взятия анализа, достигается наиболее достоверный результат даже при взятии мочи в дневное время.

Принадлежности для взятия образца мочи


Для взятия мочи персонал поликлиники/больницы выдаст вам банку с крышкой, одну вакуумную пробирку, пластиковый пакет с застежкой и наклейку/этикетку для указания необходимых сведений. Наклейка/этикетка с информацией наклеивается на пакет или помещается внутрь пакета. **Не вскрывайте пробирку!**

Взятие образца мочи

Тщательно вымойте руки. Откройте банку для мочи, открутив крышку. Не прикасайтесь к внутренней поверхности банки. Испустите сначала небольшое количество мочи в унитаз, а затем наполните мочой примерно 2/3 банки, не прерывая мочеиспускания. Остальную мочу можете слить в унитаз.

Обращение с образцом мочи

Переместите мочу в пробирку сразу после взятия образца. Плотнo закройте банку крышкой, снимите с крышки наклейку. Осторожно, игла! Поставьте банку с мочой на стол. Надавите пробирку резиновой пробкой вниз на иглу, удерживайте ее, пока пробирка не наполнится мочой. После того, как моча перестанет поступать в пробирку, снимите пробирку с иглы, осторожно потянув вверх. Переверните пробирку попеременно вверх и вниз дном не менее 8 раз. Выбросьте банку с крышкой в отходы. Если вам необходимо сдать несколько анализов, заполните все пробирки мочой аналогичным образом.



Укажите на наклейке или этикетке свое имя, персональный код, время взятия образца мочи и время (в часах), прошедшее после предыдущего мочеиспускания. Прикрепите наклейку на пакет или поместите этикетку в пакет с застежкой, положите в него пробирку с образцом и закройте пакет. **Лаборатория не исследует образцы, на которых отсутствуют личные данные.** Незамедлительно, в тот же день доставьте пробирки в лабораторию. Образец хранится в течение 8 часов при комнатной температуре. Не допускайте замерзания пробирок. **Если у Вас есть вопросы, звоните по номеру обслуживания HUSLAB: тел. 09 471 86800 пн – пт с 7.30 до 15.30 (результаты лабораторных анализов по телефону не сообщаются).**