

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka

7.10.2002

SAPPIHAPPOMÄÄRITYKSEN TEKOTIHEYS MUUTTUU

Tutkimus fS-Sappihapot
Lyhenne fS-Sappih
Tutkimusnumero 3379

Tekotiheys

Lisääntyneen kysynnän ja uusien ulkopuolisten asiakkaiden tarpeiden vuoksi Kätilöopiston sairaalan laboratorio on aloittanut sappihappomääritysten tekemisen päivittäin (ma-pe).

Kaikki näytteet, jotka saapuvat laboratorioon klo 12 mennessä analysoidaan samana päivänä.

Myöhemmin saapuvista näytteistä, joista vastaus tarvitaan samana päivänä on sovittava erikseen puh. (09) 471 65337, ja niistä laskutetaan päivystyshinta.

Näytteenkäsittely

Seerumi (geeliputki).

Mikäli näyte voidaan kuljettaa laboratorioon pystyasennossa, näyte sentrifugoidaan, mutta seerumia ei tarvitse erotella. Jos tämä ei ole mahdollista, tulisi seerumi erotella 5 ml:n sekundaariputkeen, ja kiinnittää siihen viivakooditarra pystysuunnassa (ei poikittain) mahdollisimman suoraan, koska analysaattori lukee näytetunnisteen suoraan putkesta.

Ulla-Maj Björnes
kemisti
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka
Kätilöopiston sairaala
puh. (09) 471 65466

Pirjo Kälviäinen
osastonhoitaja
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka
Kätilöopiston sairaala
puh. (09) 471 60119