

CK-MBm- MENETELMÄN TULOSTASO MUUTTUU

Tutkimus P -CK-MBm (tutkimusnumero 4525)

Kreatiini-kinasi, MBm-menetelmä on kalibroitu uudella humaani-rekombinantti CK-MB-valmisteella. Uudelleenkalibroinnilla on parannettu menetelmän lineaarisuutta.

Menetelmän viiterajat eivät muutu, sillä tulostaso pysyy ennallaan alueella 0 – 20 mg/l.

Korkeammalla alueella, 20 – 500 mg/l, tulostaso laskee vähitellen siten, että ero on korkeimmillaan 30 %.

Korkeampien arvojen madaltumisella ei liene merkitystä infarkti-diagnostiikassa, mutta se tulee huomioida mikäli CK-MB-määritystä käytetään infarktin koon arviointiin tai seurantaan.

Muutos tapahtuu Meilahden sairaalan päivystyslaboratoriossa 8.11.2002.

Kari Pulkki
osastonylilääkäri
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka
Meilahden sairaala
puh. (09) 471 61252

Tessa Lehtinen
kemisti
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka
Meilahden sairaala
puh. (09) 471 72573