

**SEERUMIN KYSTATIINI C -MÄÄRITYKSEN VIITEARVOJEN MUUTOS**

Seerumin kystatiini C-määrityksen (**S -KysC, KL nro. 1887**) viitearvot muuttuvat reagenssimuutoksen johdosta 15.12.2003.

Kystatiini C-määritystä käytetään munuaisten vajaatoiminnan tutkimiseen. Se on kreatiniinimääritystä herkempi lievässä munuaisten vajaatoiminnassa ja suositeltava erityisesti lapsilla. Katso tarkemmin Laboratoriotiedote 14/2003, 10.3.03 tai <http://www.hus.fi/lab/ohjekirja/1887.html>.

Uudet viitealueet	yli 3 v – 50 v	alle 1,2 mg/l
	yli 50 v	alle 1,4 mg/l
	vastasyntyneet keskoset (0 – 7 vrk)	alle 2,3 mg/l
	vastasyntyneet täysiaikaiset (0 – 7 vrk)	alle 2,0 mg/l
	lapset, 8 vrk – 1 v	alle 1,7 mg/l
	lapset, 1 – 3 v	alle 1,4 mg/l

Tiedustelut HYKS-Laboratoriodiagnostiikka, Meilahden sairaalan automaatiolaboratorio, puh. (09) 471 72572 ja allekirjoittaneet.

Lasse Uotila
osastonylilääkäri
Meilahden sairaalan laboratorio
puh. (09) 471 74306

Aija Helin
kemisti
Meilahden sairaalan laboratorio
puh. (09) 471 73846

Jakelu Laboratoriojakelu
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Helsingin terveysasemien ylilääkärit
HYKS-Laboratoriodiagnostiikan Intranet-sivut
HYKS-Laboratoriodiagnostiikan Internet-sivut
<http://www.hus.fi/lab/tiedotteet>
Ulkopuoliset asiakkaat