

## MUUTOKSIA IMMUNOLOGISIIN TUTKIMUKSIIN 15.7.2004 ALKAEN

### S -GadAb (KL 4400)      Glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet

Standardoimme menetelmämme WHO:n standardireagenssin (The first WHO reference reagent for islet cell antibodies 1999, NIBSC no: 97/550) mukaisiin yksiköihin, jonka vuoksi **tutkimuksen yksikkö ja viitearvot muuttuvat 15.7.2004. Uusi yksikkö on U/ml.**

#### Uudet viitearvot (kaikki ikäryhmät)

normaali	< 30 U/ml
lievästi koholla	30-70 U/ml
selvästi koholla	> 70 U/ml
mittausalue:	20-2000 U/ml

### S -LangAb (KL 2198)      Langerhansin saareke, vasta-aineet

Standardoimme myös saarekesoluvasta-ainetutkimusmenetelmämme WHO:n standardireagenssin (The first WHO reference reagent for islet cell antibodies 1999, NIBSC no: 97/550) mukaisesti, jolloin **viitearvot säilyvät entisinä ja vain yksikkö sekä mittausalue muuttuvat 15.7.2004. Uusi yksikkö on U/ml.**

#### Viitearvot (kaikki ikäryhmät)

normaali	< 5 U/ml
koholla	≥ 5 U/ml
mittausalue:	5-5000 U/ml

Martti Vaara  
vastuualuejohtaja  
Kliininen mikrobiologia  
puh. (09) 471 75822

Aaro Miettinen  
osastonylilääkäri  
Immunologian osasto  
puh. 050 4272035

**Jakelu**      Laboratoriojakelu  
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot  
Helsingin terveysasemien ylilääkärit  
HUSLABin Intranet –sivut  
HUSLABin Internet –sivut: [www.huslab.fi](http://www.huslab.fi)  
Ulkopuoliset asiakkaat