

Hiivavaginiitin diagnostiikan pyyntökäytäntö muuttuu

Asia Tutkimuspaketti **FI -TrHiVi (KL 3512)** poistuu käytöstä, koska hiivaviljelyn menetelmä muuttuu. Aiemmin käytössä ollut rikastusviljely (yl. Vagicult) soveltuu trikomonasdiagnoosiin, mutta huonosti hiivadiagnostiikkaan. Emätineritteen hiivaviljely **FI -HiivaVi (KL 8577)** suoritetaan jatkossa viljelemällä näytteet ja arvioimalla hiivan määrä semikvantitatiivisesti asteikolla NIUKKA, KOHTALAINEN, RUNSAS KASVU. Lajimäärittystä tai herkkyysmäärittäystä ei tehdä. Viljely tehdään joka päivä (ma-su) ja tulokset ovat valmiina 2 työpäivän (ma-pe) aikana. Muutos astuu voimaan **2.5.2005** alkaen.

Indikaatio	Pyyntö (KL/Atk-nro)	Näyte	Näyteastia	Menetelmä
Poistuva tutkimus				
Emätintulehduksen toteaminen	FI -TrHiVi (3512) <i>- pakettitutkimus poistuu käytöstä</i>			Rikastusviljely
Käytössä olevat tutkimukset				
Hiivavaginiitin toteaminen	FI -HiivaVi (8577) <i>-uusi tutkimus</i>	Emätin eritettä dactron/pumpulitikulla geelikuljetusputkeen	Geelikuljetusputki (Transpocult tai vastaava)	Viljely erikoiseltä aineelle. Lajitunnistusta tai herkkyysmäärittäystä ei tehdä.
Trikomonasinfektion toteaminen	FI -TricVi (2766) <i>- uusi pyyntö</i>	Näyte dactron/pumpulitikulla emättimestä suoraan huoneenlämpöiseen trikomonas elatusputkeen (esim. Vagicult)	Elatusputki, esim. Vagicult	Rikastusviljely
Hiivavaginiitin pikadiagnostinen toteaminen	FI -TrHiNa (8695) <i>- säilyy muuttumatomana</i>	Emätineritettä dactron/pumpulitikulla suoraan objektilasille		Sivelyvalmiste natiivinäytteestä ja mikroskopointi
Komplisoituneiden tai kroonistuneiden vaginiittien diagnostiikka	Sk-SienVi (3509) <i>- säilyy muuttumatomana</i>	Emätin eritettä dactron/pumpulitikulla geelikuljetusputkeen	Geelikuljetusputki (Transpocult tai vastaava)	Viljely pintanäytteestä. Lajimäärittys ja herkkyysmäärittäykset erikseen pyydettyinä.

Tiedustelut Martti Lalla
 osastonylilääkäri
 Kirurgisen sairaalan laboratorio
 puh. (09) 471 88377
 gsm 050 4270132

Tuija Kerttula
 erikoislääkäri
 Bakteriologian laboratorio
 puh. (09) 191 26893
 gsm 050 4272497

Jakelu Laboratoriojaku
 HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
 H:gin terveysasemien ylilääkärit
 H:gin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit
 HUSLABin Intranet -sivut
 HUSLABin Internet -sivut
 Ulkopuoliset asiakkaat