

Vuorokausivirtsan sitraatin (dU-Sitraat, KL 4166) viitearvot ovat muuttuneet

Tutkimus	4166	dU-Sitraat	dU-Sitraatti
Asia	<p>Alihankkijalaboratoriomme Karolinska Universitetslaboratoriet Huddingen sairaalassa on tarkentanut virtsan sitraattimäärityksen viitearvoja. Aiemmin vastaukset ilmoitettiin pitoisuuksina yksiköissä <i>mmol/l</i> ja virtsan kreatiniinipitoisuuden suhteutettuna yksiköissä <i>mmol/mol kreatiniinia</i> eikä pyynnön dU-Sitraat edellyttämässä yksiköissä.</p> <p>Viitearvojen tarkistus on tehty nyt 20-40 vuoden ikäisillä miehillä ja naisilla, tosin suhteellisen pienellä viiteaineistolla (n=23). Naisten vuorokausivirtsan sitraattimäärät ovat miesten vastaavia määriä hieman korkeammat, mutta viitearvot on yhdistetty aikuisilla samoiksi ja sukupuolesta riippumattomiksi. Viitearvomuuotos on astunut voimaan 19.1.2006.</p>		
Näyteastia	10 ML MUOVIPUTKI		
Näyte	<p>Suosittelaa aamuvirtsanäytettä, josta otetaan 10 ml näyte. Ei säilöntäaineita. Näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna tutkittavaksi. Näyteastian merkittään aamuvirtsan määrä. Toimitusosoite: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, CMMS C2 71, Hälsövägen 6, 141 86 Stockholm.</p>		
Menetelmä	Spektrofotometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus.		
Uudet viitearvot	<i>aikuiset, kaikki 0.02 – 5.38 mmol</i>		
Tiedustelut	Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge, CMMS, puh. +46 8 585 827 70		
Allekirjoitukset	Solveig Linko laatuvaastava kemisti HUSLAB Kliinisen kemian ja hematologian vastuualue gsm. 050 427 2262		
Jakelu	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Helsingin terveystasemien ylilääkärit Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit HUSLABin Intranet-sivut HUSLABin Internet-sivut Ulkopuoliset asiakkaat HUSin kliiniset toimialat		