

Prealbumiinitutkimuksen näytemuoto muuttuu seerumista plasmaksi ja viitealueet muuttuvat 15.3.2006 alkaen

Tutkimus	4618	P -Prealb	P -Prealbumiini
Asia	<p>Plasman prealbumiinitutkimus (P -Prealb, KL:n nro 4618) korvaa tähänastisen seerumin prealbumiinitutkimuksen (S -Prealb, KL:n nro 2494) 15.3.2006 alkaen. Määritys voidaan tällöin suorittaa samasta näyteputkesta kuin useimmat peruskemian tutkimukset. Prealbumiinin tulostaso on plasmanäytemuodossa lievästi (n. 6 %) alhaisempi kuin seerumissa. Olemme plasmanäytteitä käyttäen määrittäneet omalla viiteaineistolla prealbumiinin aikuisten viitearvot, jotka todettiin tähänastisia seerumin viitealueita jonkin verran alhaisemmiksi. Tähän perustuvat aikuisten uudet viitealueet tulevat käyttöön 15.3.2006. Samalla lasten viitearvoja korjataan laskennallisesti n. 6 % nykyisiä alhaisemmiksi.</p>		
Asiantuntijat	<p>lääkäri Lasse Uotila, sähköposti lasse.uotila@hus.fi, puh. (09) 471 74306 tai 050 427 1548 ja kemisti Aija Helin, sähköposti aija.helin@hus.fi, puh. (09) 471 73846 tai 050 427 2475</p>		
Uudet viitearvot	<p><i>lapset, alle 1 kk..... 65 – 180 mg/l</i> <i>1 kk - 5 v..... 95 – 280 mg/l</i> <i>6 - 8 v 130 – 350 mg/l</i> <i>9 - 11 v..... 160 – 370 mg/l</i> <i>12 - 13 v..... 170 – 375 mg/l</i> <i>miehet, yli 13 v..... 200 – 390 mg/l</i> <i>naiset, yli 13 v..... 170 – 350 mg/l</i></p>		
Tiedustelut	<p>Meilahden sairaalan laboratorio, Automaatiolaboratorio, puh. (09) 471 74304</p>		
Allekirjoitukset	<p>Lasse Uotila osastonylilääkäri Meilahden sairaalan laboratorio puh. 471 74306</p>	<p>Aija Helin kemisti Meilahden sairaalan laboratorio puh. 471 73846</p>	
Jakelu	<p>Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Helsingin terveystasemien ylilääkärit Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot Porvoon ylilääkärit HUSLABin intranet-sivut HUSLABin Internet-sivut Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliniset toimialat</p>		