

## HTLV I/II vasta-aineet, seerumista – 4119 S -HTLVAb

<b>Asia</b>	Menetelmämuutos		
<b>Johdanto</b>	Vasta-ainemäärityksen ensisijainen määrittäminen muuttuu immunoblot-menettelystä entsyymi-immunologiseksi menetelmäksi (EIA). Immunoblot säilyy edelleen seulontatestillä reaktiivisiksi todettujen näytteiden varmistustutkimuksena.		
<b>Perustelut</b>	Tuoreiden tartuntojen havaitsemisessa EIA-menettelmä on immunoblot-menettelmää herkempi. Käyttöön otettavalla menetelmällä voidaan lisäksi lyhentää vastausaikaa sekä alentaa seulontatutkimuksen hintaa. Varmistustutkimukseen ohjatuista näytteistä peritään varmistustutkimuksen hinta.		
<b>Suorituskyky</b>	Menettelmä havaitsee sekä HTLV I- että II-vasta-aineet, mutta ei erittele niitä. Reaktiivisiksi todetuista näytteistä laboratorio tekee ilman eri pyyntöä jatkotutkimuksena immunoblot-tutkimuksen löydöksen varmistamiseksi sekä HTLV-tyypin (I tai II) toteamiseksi. Tutkimukselle annetaan tulos POSIT/NEGAT.		
<b>Muuta</b>	Uusi menettelmä otetaan käyttöön 1.7.2006		
<b>Allekirjoitukset</b>	Jukka Suni osastonlääkäri Virologian osasto puh. (09) 191 26347	Maija Lappalainen dosentti, osastonylilääkäri Virologian osasto puh. (09) 191 26772	Martti Vaara vastaava ylilääkäri, vastuualuejohtaja Kliinisen mikrobiologian vastuualue puh. (09) 471 75822
<b>Jakelu</b>	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Helsingin terveysasemien ylilääkärit Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot Porvoon ylilääkärit HUSLABin intranet-sivut HUSLABin Internet-sivut Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliiniset toimialat		