

## Leukosyyttien alkaalisen fosfataasin värjäys KL 1051 L –AFOS-Vr –tutkimus lopetetaan HUSLABissa 20.10.2006

<b>Tutkimus</b>	1051 L -AFOS-Vr	L -Alkalinen fosfataasi, värjäys
<b>Asia</b>	L –AFOS-Vr tutkimuksen teko lopetetaan Meilahden sairaalan laboratoriossa 20.10.2006. Tutkimuksen indikaationa on ollut myeloproliferatiivisten tautien diagnostiikka ja lähinnä kroonisen myeloosin leukemian (KML) poissulku.	
<b>Perustelut</b>	<p>Menetelmä on epäherkkä ja epäspesifinen ja värjäystuloksen tulkinta subjektiivista, joten emme voi enää suositella kyseistä tutkimusta KML:n poissulkuun.</p> <p>KML:n diagnostiikassa on käytettävissä spesifinen ja herkkä menetelmä, Ph-kromosomitranslokaation seurauksena muodostuvan bcr-abl fuusio-RNA:n osoitus, joka voidaan tehdä verinäytteestä. Suosittelemme tutkimuksen KL 8242 B –BCR-QR tilaamista jatkossa.</p>	
<b>Tiedustelut</b>	Meilahden sairaalan laboratorio (09) 471 72575	
<b>Asiantuntijat</b>	lääkäri Päivi Helminen-Pacius, <a href="mailto:paivi.helminen@hus.fi">paivi.helminen@hus.fi</a> , puh. (09) 471 71370 tai 050 427 0475	
	B –BCR-QR –tutkimuksen tekopaikka: HUSLAB, Molekyylipatologian laboratorio, Haartmaninkatu 3, 2. krs, tiedustelut: puh. (09) 191 26526.	
	2 CPT putkea, 8 ml (suositeltava putkityyppi BD Vacutainer CPT with sodium citrate, 8 ml draw capacity). Näytteiden oltava perillä näytteenottopäivänä klo 14 mennessä. Putket sentrifugoidaan 2 tunnin sisällä näytteenotosta lähettävässä yksikössä (30 min, 1600xg, RT). CPT-putkea ei saa pakastaa eikä avata sentrifugoinnin jälkeen.	
<b>Allekirjoitukset</b>	Riitta Alitalo osastonylilääkäri Meilahden sairaalan laboratorio puh. 050 427 0322	Päivi Helminen-Pacius erikoislääkäri Meilahden sairaalan laboratorio puh. 050 427 0475
<b>Jakelu</b>	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Helsingin terveystasemien ylilääkärit Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit HUSLABin intranet-sivut HUSLABin Internet-sivut Ulkopuoliset asiakkaat Meilahden sairaalan hematologian poliklinikka	