

## Uusi yhdistelykoodi S -M-ARCHI otetaan käyttöön 1.6.2007 alkaen

<b>Tutkimus</b>	20491 S -M-ARCHI S -M-ARCHI
<b>Asia</b>	<p>Uuden yhdistelykoodin S -M-ARCHI käyttöönotto mahdollistaa nyt seuraavien kasvainmerkkiainetutkimusten näytteiden ottamisen samaan näyteastiaan, jolloin tutkimuspyynnöillä on sama näytenumero:</p> <p>S -CEA          S -CA12-5          S -CA15-3          S -CA19-9</p> <p>Näyteastia pysyy muuttumattomana.</p>
<b>Näyteastia</b>	Seerumi-geeliputki 5 ml
<b>Näyte</b>	Vähintään 1 ml seerumia, lapset vähintään 500 µl. Voidaan lähettää sentrifugoitamatta geeliputkissa huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Sentrifugoituna voidaan säilyttää jääkaapissa yli viikonlopun. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan, voidaan pakastaa myös BD:n geeliputkissa sentrifugoituna.
<b>Allekirjoitukset</b>	Pirjo Tanner kemisti Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 73217
<b>Jakelu</b>	Laboratoriojakelu HUSLABin intranet-sivut