

Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit -tutkimus siirtyy tehtäväksi ulkopuolisessa laboratoriossa 1.4.2008 alkaen

Tutkimus	2187	S -LD-Is	S -Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit
Asia	Tekopaikan muutos		
Perustelut	Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit -tutkimuksen pyynnöt ovat selvästi vähentyneet. Näytteiden lyhytaikaisesta säilyvyydestä johtuen tutkimuksia joudutaan tekemään liian pieninä sarjoina, joten se siirtyy tehtäväksi ulkopuolisessa laboratoriossa.		
Näyte	1 ml hemolysoitumatonta seerumia, lähetettävä tutkittavaksi mahdollisimman nopeasti. Lähetys ja säilytys huoneenlämpöisenä. Ei saa pitää jääkaapissa eikä jäädyttää.		
Menetelmä	Elektroforeesi selluloosa-asetaattikalvolla.		
Viitearvot	Muuttuvat lievästi menetelmämuutoksen johdosta. Vastaukset annetaan prosentuaalisissa yksiköissä nykyisen U/l sijasta.		
	Uudet viitearvot (Yhtyneet Laboratoriot):		Nykyiset viitearvot (HUSLAB):
	LD-1	17 – 31 %	20 – 33 % 32 – 74 U/l
	LD-2	31 – 44 %	28 – 42 % 37 – 104 U/l
	LD-3	19 – 28 %	21 – 32 % 28 – 63 U/l
	LD-4	3 – 12 %	2 – 10 % 3 – 20 U/l
	LD-5	1 – 8 %	1 – 10 % 3 – 20 U/l
Tiedustelut	Yhtyneet Laboratoriot Oy, puh (09) 50605 566		
Allekirjoitukset	Lasse Uotila osastonylilääkäri Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74306, 050 427 1548	Leena Riittinen kemisti Meilahden sairaalan laboratorio puh. 050 427 1307	
Jakelu	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan lääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot Lohjan yli- ja apulaisytililääkärit Porvoon ylilääkärit HUSLABin intranet-sivut HUSLABin Internet-sivut Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliiniset toimialat		