

Muutos Keliakiatutkimus, laaja S –KeliLa, no 8502 yhdistelmätutkimuksen sisältöön 2.2.2009 alkaen

Tutkimus	8502	S -KeliLa	Keliakiatutkimus, laaja	
Asia	Muutos Keliakiatutkimus, laaja –yhdistelmätutkimuksen osatutkimuksissa.			
Johdanto	Otamme 2.2.2009 alkaen käyttöön uudet, keliakialle spesifisemmät deamidoituja gliadiinipeptidejä (DGP) antigeenina käyttävät Gliadiinipeptidit, deamidoidut, vasta-aineet S –DGPAb, S –DGPAbA ja S -DGPAbG –tutkimukset.. Samalla lopetamme 2.2.2009 alkaen nykyiset S –AGAAb, S -AGAAbA ja S -AGAAbG –tutkimukset.			
Perustelut	<p>Puhdistettua natiivia gliadiinia antigeenina käyttävät Gliadiinivasta-aineet (S –AGAAb) -tutkimukset ovat herkkiä, mutta varsin epäspesifisiä keliakian diagnostiikassa. AGAAb-tutkimuksista on ollut hyötyä lähinnä imeväisikäisten ja pienten lasten keliakiadiagnostiikassa ja hoitovasteen seurannassa. Lapsilla Gliadiinivasta-aineet voivat tulla ensimmäisinä positiivisiksi alkavassa keliakiassa. Deamidoituja gliadiinipeptidejä (DGP) antigeenina käyttävät uudet DGPAb-tutkimukset ovat spesifisemmät keliakialle kuin natiivia gliadiinia antigeenina käyttävät testit.</p> <p>Korvaamme 2.2.2009 lähtien Keliakiatutkimus, laaja –yhdistelmätutkimuksessa S –KeliLa, no 8502, S –AGAAbA, KL 3399 ja S –AGAAbG, KL 3400 tutkimukset uusilla Gliadiinipeptidit, deamidoidut, vasta-aineet -tutkimuksilla. Muutoksen jälkeen S -KeliLa–yhdistelmätutkimuksen osatutkimukset ovat, S –DGPAb, no 20707, S –DGPAbA, no 20708, S –DGPAbG, no 20709, S –EMAbA, KL 4390, S –tTGAbA, KL 1885, S- IgAKeli, no 8146.</p> <p>Vastaukseen liitetään lausunto.</p> <p>Tutkimuksen hinta ei muutu.</p>			
Asiantuntijat	Lääkäri Riitta Karttunen, riitta.a.karttunen@hus.fi, puh. 050 427 2460 tai (09) 191 26291; lääkäri Aaro Miettinen, aaro.miettinen@hus.fi, puh. 050 427 2035 tai (09) 191 26371.			
Näyte	1 ml seerumia			
Yksikkö	U/ml			
Viitearvot	Tutkimus	Normaali (sekä aikuiset että lapset)	Heikosti koholla	Koholla
	S –DGPAb	<20	20 – 30	>30
	S –DGPAbA	<20	20 – 30	>30
	S –DGPAbG	<20	20 – 30	>30
Indikaatio	Keliakian diagnostiikka, erityisesti pienten lasten keliakian diagnostiikka			
Tiedustelut	Immunologian osasto, puh. (09) 191 26291			

Allekirjoitukset

Aaro Miettinen
osastonylilääkäri
Immunologian osasto
Kliinisen mikrobiologian vastuualue
puh. 050 427 2035

Martti Vaara
professori, vastuualuejohtaja

Kliinisen mikrobiologian vastuualue
puh. (09) 471 75822

Jakelu

Laboratoriojakelu
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit
Peijaksen sairaalan lääkärit
Jorvin sairaalan ylilääkärit ja osastot
Lohjan yli- ja apulaisyylilääkärit
Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat
Porvoon ylilääkärit
HUSLABin intranet-sivut
HUSLABin Internet-sivut
Ulkopuoliset asiakkaat
HUS:n kliiniset toimialat