

Seerumin immunoglobuliinien vapaat kevytketjut -tutkimusten numerot muuttuvat Kuntaliiton nimikkeistön mukaisiksi 1.7.2009 alkaen

Tutkimus	4949	S -IgLc-V	S -Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat
Osatutkimukset	4966	S -IgLcK-V	S -Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat, kappa
	4950	S -IgLcL-V	S -Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat, lambda
	20113	S -K/L-s-V	S -Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat, kappa-lambda-suhde

Asia Tutkimusnumeroiden muutos

Johdanto Seerumin immunoglobuliinien vapaat kevytketjut -tutkimuksille otetaan 1.7.2009 alkaen käyttöön Kuntaliiton tutkimusnumerot. Tutkimusten lyhenteet eivät muutu. Tutkimukset on tähän asti ollut suositeltavaa pyytää numerolla **20110 S -IgLc-V**, joka on tuottanut sekä vapaan kappa- että vapaan lambda-kevytketjun pitoisuuden ja lisäksi niiden suhteen. Uusi numero tälle kokonaisuudelle on **4949**. Pelkästään vapaan kappa-kevytketjun määrityksen S -IgLcK-V on voinut pyytää numerolla **20111**. Sen uusi pyyntönumero on **4966**. Pelkästään vapaan lambda-kevytketjun määrityksen S -IgLcL-V on voinut pyytää numerolla **20112**. Sen uusi pyyntönumero on **4950**. Vapaiden kevytketjujen kappa-lambda-suhteen numerona säilyy 20113. Suhdetta ei voi pyytää erillisenä tutkimuksena.

Tutkimukset voi toistaiseksi pyytää myös vanhoja tutkimusnumeroita käyttäen.

Asiantuntijat lääkäri Lasse Uotila, lasse.uotila@hus.fi, (09) 471 74306, 050 427 1548
kemisti Aija Helin, aija.helin@hus.fi, (09) 471 73846, 050 427 2475

Indikaatiot Monoklonaalisia komponentteja tuottavien sairauksien, erityisesti kevytketjumuelooman, nonsekretorisen myelooman, plasmasytoman, primaarisen amyloidosisin ja kevytketjukertymätautien diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Näyteastia Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte 1 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä Immunokemiallinen (turbiditeetin fotometrinen mittaus)

Tekotiheys Kolme kertaa viikossa.

Tulokset valmiina Kahden päivän kuluessa

Tulkinta Katso ohjekirja: <http://huslab.fi/ohjekirja/20110.html>

Tiedustelut Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 72572

Allekirjoitukset

Lasse Uotila osastonylilääkäri Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74306	Aija Helin kemisti Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 73846
---	---

Jakelu

Laboratoriojakelu
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit
Peijaksen sairaalan lääkärit
Jorvin sairaalan ylilääkärit
Jorvin sairaalan osastot
Lohjan yli- ja apulaisyylilääkärit
Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat
Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit
HUSLABin intranet-sivut
HUSLABin Internet-sivut
Ulkopuoliset asiakkaat
HUS:n kliniset toimialat