

Likvorin leukosyyttien erittelylaskennan soluraja muuttuu

Tutkimus	2655	Li-Solut
Asia	Likvorin leukosyyttien erittelylaskenta tehdään jatkossa kun likvorin leukosyyttimäärä on vähintään 20 E6/l.	
Johdanto	Meilahden sairaalan päivystyslaboratoriossa on ollut käytössä poikkeuksellisen alhainen raja likvorin leukosyyttien erittelylaskennalle (>4 E6/l). Erittelylaskennan diagnostinen merkitys on hyvin vähäinen, kun leukosyyttien määrä on alle 20 E6/l. Jatkossa erittelylaskenta tehdään kun leukosyyttejä on vähintään 20 E6/l, mikä on yleisesti käytettävä raja-arvo. Erittelylaskenta tehdään jatkossakin aina kun hoitava lääkäri arvioi sen tarpeelliseksi.	
Asiantuntijat	Lääkäri Päivi Helminen-Pacius, paivi.helminen@hus.fi, (09) 471 71370, 050 427 0475, lääkäri Jaakko Parkkinen, jaakko.parkkinen@hus.fi, (09) 471 74308, 050 427 1252	
Tiedustelut	Meilahden sairaalan päivystyslaboratorio, puh. (09) 471 72645	
Allekirjoitukset	Jaakko Parkkinen osastonylilääkäri Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74308	Riitta Alitalo osastonylilääkäri Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 73981
Jakelu	Laboratoriojakelu HUSLABin intranet-sivut HUSLABin Internet-sivut Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikka Meilahden sairaalan neurologian klinikka	