

Plasman albuminimäärityksen, 4586 P –Alb, tulostaso muuttuu Hyvinkään sairaalan laboratoriossa 17.12.2010 klo 8 alkaen

Tutkimus	4586	P -Alb	P -Albumiini
Asia	Plasman albumiinin tulostaso muuttuu		
Johdanto	Hyvinkään sairaalan laboratoriossa on käytössä plasman albumiinin immunokemiallinen määrittäminen, jonka tulostaso ei tällä hetkellä vastaa HUSLABissa muissa laboratorioissa käytössä olevan fotometrisen bromkresolipurppuramenetelmän tulostasoa. Immunokemiallisen menetelmän tulostaso muutetaan vastaamaan fotometrisen menetelmän tulostasoa siten, että sen tulostaso nousee noin 10 %. Muutos astuu voimaan 17.12.2010 klo 8 alkaen. Tutkimuksen viitearvot pysyvät entisellään.		
Yhteyshenkilöt	kemisti Aija Helin, aija.helin@hus.fi, (09) 471 73846, 050 427 2475, lääkäri Lasse Uotila, lasse.uotila@hus.fi, (09) 471 74306, 050 427 1548		
Tiedustelut	Hyvinkään sairaalan laboratorio kemisti Ritva Mäntykoski, ritva.mantykoski@hus.fi, (019) 4587 2311, 040 5249815 ja kemisti Arto Keränen, arto.keranen@hus.fi, (019) 4587 2476		
Allekirjoitukset	Ritva Mäntykoski vastuuyksikön päällikkö Hyvinkään sairaalan laboratorio puh. (019) 4587 2311		
Jakelu	Hyvinkään sairaalan Oberon käyttäjät HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet		