

## Seerumin SCC-antigeenin (3639 S –SCC-Ag) määrittäminen muuttuu 1.2.2010 alkaen

<b>Tutkimus</b>	3639	S -SCC-Ag	Squamous cell carcinoma-antigeeni, seerumista
<b>Asia</b>	Menetelmämuutos		
<b>Johdanto</b>	HUSLABin Naistenklinikan laboratorio ottaa uuden määrittämenetelmän käyttöön seerumin SCC-Ag:n määrittämiseksi 1.2.2010 lähtien. Syynä ovat nykyisen toimittajan ja laitevalmistajan reagenssituotannon ja laitetuen loppuminen.		
<b>Asiantuntijat</b>	Lääkäri Esa Hämäläinen, esa.hamalainen@hus.fi, (09) 471 74944, 050 427 2839, kemisti Henrik Alfthan, henrik.alfthan@hus.fi; (09) 471 74901, 050 427 1457.		
<b>Näyte</b>	1 ml seerumia.		
<b>Menetelmä</b>	Immunoentsymometrinen (ELISA).		
<b>Teksti</b>	Kerran kahdessa viikossa.		
<b>Viitearvot</b>	kaikki < 2.5 µg/L		
<b>Tulkinta</b>	Korrelaatio vanhan ja uuden menetelmän välillä on kohtalaisen hyvä ja uuden menetelmän tulostaso on keskimäärin sama verrattuna vanhaan. Yksittäisten potilaiden tulokset voivat kuitenkin vaihdella huomattavasti, jonka takia ylimenovaiheessa tämä tulee huomioida potilaan SCC-Ag-pitoisuuksia seurattaessa.		
<b>Tiedustelut</b>	Naistenklinikan laboratorio puh. (09) 471 72942		
<b>Allekirjoitukset</b>	Esa Hämäläinen osastonylilääkäri Naistenklinikan laboratorio, HUSLAB puh. (09) 471 74944, 050 427 2839	Henrik Alfthan kemisti Naistenklinikan laboratorio, HUSLAB puh. 050 427 1457	
<b>Jakelu</b>	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan lääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot Lohjan yli- ja apulaisylilääkärit Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliiniset toimialat		