

Kvantitatiivisen B –BCR-QR –tutkimuksen (4894) näyteputki ja tulosten esittämistapa muuttuvat 1.3.2010 alkaen

Asia B –BCR-QR –tutkimuksen näyteputki (CPT) muuttuu EDTA-putkeksi. Jatkossa potilaasta tarvitaan 2x10 ml verta. Putkia ei saa sentrifugoida. Putket lähetetään huoneenlämmössä ja säilytetään tarvittaessa jääkaappilämpötilassa. Veriputkien on oltava perillä laboratorioissa viimeistään seuraavana päivänä.

Tulokset muuttuvat International Scale (IS) –asteikolle, joka vastaa kansainvälisessä IRIS-tutkimuksessa KML:n jäännöstaudin määrittämiseen käytettyä asteikkoa. Tulosten vertailun vuoksi siirtymävaiheessa tutkitaan myös potilaan edellinen (jos positiivinen) näyte ja tulos ilmoitetaan lausunnossa prosentteina.

Luuydinnäytteen (Bm-BCR-QR, 4895) näyteputki pysyy ennallaan, mutta tulokset annetaan myös IS-asteikolla.

Tiedustelut Sairaalageneetikko Soili Kytölä, puh. 050 427 9125

Allekirjoitukset	Soili Kytölä	Tuomo Timonen
	sairaalageneetikko	vastuuyksikön päällikkö
	HUSLAB	HUSLAB
	Molekyylipatologian laboratorio	Meilahden patologian laboratoriot
	puh. 050 427 9125	puh. 050 427 1916

Jakelu Laboratoriojakelu
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit
Peijaksen sairaalan lääkärit
Jorvin sairaalan ylilääkärit
Jorvin sairaalan osastot
Lohjan yli- ja apulaisyli-lääkärit
Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat
Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit
Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot
HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet
Ulkopuoliset asiakkaat
HUS:n kliiniset toimialat