

## Oikean näyteputken valinta klamydia-tutkimuksissa

<b>Tutkimus</b>	4206	U -ChtrNhO	U -Chlamydia trachomatis, nukleiinihappo (kval)
	4816	U -CtGcNhO	U -Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo (kval)
	1738	-CtGcNhO	-Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo (kval)
	4807	-ChtrNhO	-Chlamydia trachomatis, nukleiinihappo (kval)
	2059	-ChtrVi	-Chlamydia trachomatis, viljely

**Asia** Oikeat näytteenotto-putket klamydiadiagnostiikkaan.

**Johdanto** Klamydia-tutkimusten näytteenotto-putkista saapuu runsaasti kyselyitä. Olemme laatineet oheisen kuvan opastamaan oikean näyteputken valinnassa.

**Asiantuntijat** lääkäri Jukka Suni, jukka.suni@hus.fi, (09) 191 26347, 040 838 4012






**Indikaatiot** C.trachomatis -infektioepäily tai oireettomien kantajien seulonta.

**Tiedustelut** Kliininen mikrobiologia, Virologian ja immunologian osasto, virologian yksikkö, puh. (09) 191 26575

<b>Allekirjoitukset</b>	Jukka Suni	Maija Lappalainen	Martti Vaara
	osastonlääkäri Virologian ja immunologian osasto puh. (09) 191 26347	osastonylilääkäri, vastuuyksikön päällikkö Virologian ja immunologian osasto puh. (09) 191 26772	vastuualuejohtaja Kliinisen mikrobiologian vastuualue puh. (09) 471 75822

**Jakelu** Laboratoriojakelu  
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot  
Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit  
Peijaksen sairaalan lääkärit  
Jorvin sairaalan ylilääkärit  
Jorvin sairaalan osastot  
Lohjan yli- ja apulaisyli-lääkärit  
Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat  
Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit  
Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot  
HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet  
Ulkopuoliset asiakkaat  
HUS:n kliiniset toimialat  
HYKS/Infektioklinikka, sihteeri Minna Ollikainen

## OIKEAT PUTKET KLAMYDIA- NÄYTTEILLE

TUTKIMUS- PYYNTÖ	Chlamydia trachomatis nukleiinihappo U-ChtrNhO 4206	Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae nukleiinihappo U- CtGcNhO 4816	Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae nukleiinihappo - CtGcNhO 1738	Chlamydia trachomatis nukleiinihappo - ChtrNhO 4807	Chlamydia trachomatis viljely - ChtrVi 2059
LAATU	virtsa	virtsa	tikku	tikku	tikku
PUTKI	 Aptima Urine Specimen GEN-PROBE	 Aptima Urine Specimen GEN-PROBE	 Aptima Swab Specimen GEN-PROBE	 Amplicor (CT/NG) ROCHE	 COPAN UTM-RT 1 ml
HUOM!	Täytetään mustien viivojen väliin	Täytetään mustien viivojen väliin	Tikku jätetään putkeen	Tikkua <b>El</b> jätetä putkeen	Tikku jätetään putkeen