

P -APTT –tutkimuksen aloitus Lohjan sairaalan laboratoriossa 1.10.2010 alkaen

Tutkimus	2783	P -APTT	P -Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen
Asia	Lohjan sairaalassa ja alueen terveyskeskuksissa otetut P -APTT –näytteet on tähän asti analysoitu Meilahden sairaalan laboratoriossa. Lisääntyneen näytemäärän takia Lohjan sairaalan laboratorio aloittaa tutkimuksen teon 1.10.2010 alkaen.		
Näyteastia	Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml		
Näyte	3.2 % Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 8h huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämpöisenä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin kuluessa, on se lähetettävä pakastettuna.		
Menetelmä	Hyytymisajan mittaaminen		
Tekotiheys	Päivittäin klo 8-20		
Tulokset valmiina	Samana päivänä.		
Viitearvot	<i>kaikki 23 - 33 s</i>		
Allekirjoitukset	Päivi Ranta kemisti Lohjan sairaalan laboratorio puh. 050 520 0371	Pirjo Hälikkä osastonhoitaja Lohjan sairaalan laboratorio puh. (019) 3801 285	
Jakelu	Lohjan sairaalan yli- ja apulaisylilääkärit Lohjan sairaalan osastot Lohjan terveyskeskus Karviaisen terveyskeskus HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet		