

Kokoveren everolimuusin tekopaikka ja määrittäminen muuttuvat 1.11.2010 alkaen

Tutkimus	20259	B -Everoli	B -Everolimuusi
Asia	Menetelmämuutos Tekopaikkamuutos		
Johdanto	Kokoveren everolimuusi (20259 B -Everoli) määrittäminen ja tekopaikka muuttuvat 1.11.2010 alkaen. Tutkimus siirtyy tehtäväksi alihankintalaboratoriossa. Uusi menetelmä on massaspektrometrinen. Menetelmän hoitoalue (3-8 µg/l) säilyy ennallaan. Muutos ei vaikuta tutkimuksen tilaus- tai vastauskäytäntöön.		
Perustelut	Syy muutokseen on mittalaitteen poistuminen käytöstä.		
Asiantuntijat	Lääkäri Janne Backman, janne.backman@hus.fi, puh (09) 471 73914, kemisti Kaija Inkinen, kaija.inkinen@hus.fi, 050 427 4995		
Näyteastia	EDTA-putki 5/3 ml		
Näyte	Jäännöspitoisuuden mittaamiseksi näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkitystä. Näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.		
Menetelmä	Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS).		
Tekotiheys	Tehdään 3 kertaa viikossa. Tulokset valmiina 3 – 6 työpäivässä.		
Tiedustelut	Kirurgisen sairaalan laboratorio, kanslia, puh. (09) 471 88252, Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, puh. (09) 525 6228		
Allekirjoitukset	Piia Aarnisalo vastuualuejohtaja Kliinisen kemian ja hematologian vastualue HUSLAB puh. 050 427 0447	Kaija Inkinen kemisti Kliinisen kemian ja hematologian vastualue HUSLAB puh. 050 427 4995	
Jakelu	Laboriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan lääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot Lohjan yli- ja apulaisyli-lääkärit Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliiniset toimialat		