

## Punasolujen ja seerumin folaatin (1414 fE -Folaat ja 1416 fS -Folaat) tekopaikka muuttuu 4.4.2011 alkaen

<b>Tutkimus</b>	1414	fE –Folaat	fE –Folaatti	
	1416	fS –Folaat	fS –Folaatti	
<b>Asia</b>	Tekopaikkamuutos			
	Punasolujen ja seerumin folaatin (1414 fE -Folaat ja 1416 fS -Folaat) tekopaikka muuttuu. Nykyinen tekopaikka on Meilahden sairaalan laboratorio. Uusi tekopaikka on 4.4.2011 alkaen Kirurgisen sairaalan laboratorio. Määrittymenettely sekä tutkimuksen tilaus- ja vastauskäytännöt säilyvät ennallaan..			
<b>Näytteiden lähettäminen</b>	Postitettavissa näytteissä uusi lähetysosoite on: HUSLAB, Kirurgisen sairaalan laboratorio, Kasarmikatu 11-13, 00130 Helsinki 13, PL 263, 00029 HUS.			
	Käytettäessä HUSLABin omia autokuljetuksia näytteet tulee pakata Kirurgisen sairaalan merkinnällä varustettuun styroksilaatikoon.			
<b>Asiantuntijat</b>	Lääkäri Timo Kouri, timo.kouri@hus.fi, 050 427 1252 Kemisti Tessa Lehtinen, tessa.lehtinen@hus.fi, 050 427 0313			
<b>Näyte</b>	<u>fE –Folaat</u> : 1 ml EDTA-verta, lapset vähintään 0.5 ml. Näyte suojattava valolta. Lähetyksessä mahdollisimman nopeasti. 12 tunnin paasto on suotava ennen näytteenottoa. Pyyntö sisälittää tutkimukset fE –Folaat ja B –HKR.			
	<u>fS –Folaat</u> : 2 ml paastoseerumia, lapset vähintään 0.5 ml. Hemolysoitunut näyte ei kelpaa.			
	EDTA-veren ja seeruminäytteen lähetyksessä huoneenlämmössä, jos perillä vuorokauden sisällä.			
	Folaatti säilyy molemmissa näytetyypeissä 4 vrk jääkaapissa.			
<b>Menetelmä</b>	Immunokemiluminometrinen.			
<b>Tekotiheys</b>	Arkisin (ma – pe), tulokset valmiina 3 – 10 päivän kuluessa näytteenotosta.			
<b>Viitearvot</b>	Punasolut: 208 – 972 nmol/l Seerumi: 5,3 – 40 nmol/l			
<b>Allekirjoitukset</b>	Kaija Inkinen kemisti HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. 050 427 4995	Tessa Lehtinen kemisti HUSLAB Kirurgisen sairaalan laboratorio puh. 050 427 0313	Vappu Sirén vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Kirurgisen sairaalan laboratorio puh. 050 427 0891	Piia Aarnisalo ylilääkäri, vastuualuejohtaja HUSLAB Kliinisen kemian ja hematologian vastuualue puh. 050 427 0447

**Jakelu**

Laboratoriojakelu  
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot  
Espoon perusterveydenhuollon ylilääkärit  
Helsingin perusterveydenhuollon ylilääkärit  
Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit  
Peijaksen sairaalan lääkärit  
Peijaksen sairaalan osastonhoitajat  
Jorvin sairaalan ylilääkärit  
Jorvin sairaalan osastonhoitajat  
Lohjan sairaalan lääkärit  
Lohjan sairaalan osastonhoitajat  
Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit  
Länsi-Uudenmaan sairaalan osastonhoitajat  
Porvoon sairaalan lääkärit  
Porvoon sairaalan osastonhoitajat  
Hyvinkään sairaalan lääkärit  
Hyvinkään sairaalan osastonhoitajat  
HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet  
Ulkopuoliset asiakkaat  
HUS:n kliniset toimialat