

Seerumin prokollageeni I:n aminoterminaalisen propeptidin (4496 S -PINP) tekopaikka ja tekotiheys muuttuvat 7.6.2011 alkaen

Tutkimus	4496	S -PINP	S -Prokollageeni I:n aminoterminaalinen propeptidi
Asia	Tekopaikkamuutos		
Johdanto	Seerumin prokollageeni I:n aminoterminaalisen propeptidin (4496 S -PINP) tekopaikka ja tekotiheys muuttuvat 7.6.2011 alkaen. Tutkimus siirtyy tehtäväksi alihankintalaboratoriossa. Muutos ei vaikuta tutkimuksen tilaus- tai vastauskäyttöön. Myös määrittymenetelmä ja viitearvot säilyvät ennallaan.		
Yhteyshenkilöt	kemisti Tuula Metso, tuula.metso@hus.fi, (09) 471 86423 / 050 427 1836, lääkäri Helene Markkanen, helene.markkanen@hus.fi, (09) 471 72874 / 050 427 1612		
Näyteastia	Seerumi-geeliputki 5 ml		
Näyte	Näytteeksi tarvitaan 1 ml seerumia. Näyte on otettava aamulla pitoisuuden vuorokausivaihtelun takia. Eroteltu seeruminäyte voidaan lähettää huoneenlämpöisenä mikäli perillä 1 vrk:n kuluessa, kylmänä mikäli perillä 5 vrk:n kuluessa, muutoin pakastettuna.		
Menetelmä	Radioimmunologinen.		
Tulokset valmiina	6 viikossa		
Tiedustelut	Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, puh. (09) 5256228		
Allekirjoitukset	Piia Aarnisalo vastuualuejohtaja HUSLAB Kliinisen kemian ja hematologian vastuualue puh. 050 427 0447	Maija Lappalainen vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Virologian ja Immunologian osasto puh. (09) 191 26772	Martti Vaara prof., vastuualuejohtaja HUSLAB Kliinisen mikrobiologian vastuualue puh. (09) 471 75822