

Seerumin lipaasi -tutkimus (2242 fS-Lipaas) korvataan plasman lipaasi -tutkimuksella (21101 fP-Lipaas) ja viiteyläraja muuttuu 4.6.2012 alkaen

Tutkimus	21101	fP-Lipaas	fP-Lipaasi
Asia	Näyteastiamuutos Viitearvomuuutos		
Perustelut	Näytemuoto ja viitearvo muutetaan samaksi kuin alihankintalaboratoriossa.		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Lasse Uotila, lasse.uotila@hus.fi, (09) 471 74306, 050 427 1548		
Indikaatiot	Epäselvän amylaasituloksen varmistaminen (esim. makroamylasemiaepäilyssä). Akuutin haimatulehduksen diagnostiikka.		
Esivalmistelu	Paasto suositeltava		
Näyteastia	Li-hepariini-geeliputki 5 ml		
Näyte	1 ml litium-hepariiniplasmaa. Plasma säilyy 3 viikkoa jääkaapissa. Näytteen voi lähettää huoneenlämpöisenä.		
Menetelmä	Fotometrinen, entsymaattinen. Alihankintana teetettävä tutkimus.		
Tekotiheys	Arkipäivisin		
Viitearvot	<i>kaikki</i> alle 50 U/l		
Tulkinta	ks. HUSLABin Tutkimusohjekirja (www.huslab.fi/ohjekirja)		
Tiedustelut	OYS, päivystyslaboratorio, puh. (08) 315 4441		
Allekirjoitukset	Lasse Uotila osastonylilääkäri HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74306 tai 050 427 1548	Pasi Nokelainen kemisti HUSLAB Kätilöopiston laboratorio puh. 050 428 7808	Esa Hämäläinen ylil., vs. vastuualuejohtaja HUSLAB Kliinisen kemian vastuualue puh. (09) 471 72566