

Seerumin insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3 -tutkimuksen, 4503 S -IGFBP3, määrittäminen ja viitearvot muuttuvat 26.6.2012 alkaen

Tutkimus	4503 S -IGFBP3 S -Insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3
Asia	Viitearvomuutos
Perustelut	HUSLABin yhteistyökumppani ottaa käyttöön seerumin insuliinin kaltaista kasvutekijää sitovan proteiinin 3 (S -IGFBP3) määrittämiseen uuden laitesovelluksen ja määrittämenetelmän. Tulostaso ei muutu, mutta menetelmämuutoksen yhteydessä ikä- ja sukupuolikohtaiset viitearvot muuttuvat 26.6.2012 alkaen.
Menetelmä	Kemiluminometrinen, akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus.
Viitearvot	Sekä naisille että miehille oli aiemmin samat viitearvot ja aikuisten viitearvot alkoivat 20 ikävuodesta. Lasten viitearvot ovat edelleen linkitettyinä alihankintalaboratorion ohjekirjaan (kts.alla). Uudet aikuisten viitearvot:

	Miehet mg/l	Naiset mg/l
18 v	3,0 - 7,0	2,8 - 6,8
19 v	3,0 - 6,9	2,8 - 6,8
20 v	3,1 - 6,9	2,8 - 6,7
21 - 25 v	3,1 - 6,8	2,8 - 6,6
26 - 30 v	3,0 - 6,4	2,8 - 6,4
31 - 35 v	2,8 - 6,0	2,8 - 6,2
36 - 40 v	2,7 - 5,9	2,7 - 6,1
41 - 50 v	2,5 - 5,8	2,6 - 6,1
51 - 60 v	2,3 - 5,8	2,2 - 5,9
61 - 70 v	2,1 - 5,7	2,0 - 5,7
71 - 80 v	2,0 - 5,5	1,8 - 5,1
yli 80 v	1,9 - 5,5	1,7 - 4,9

Tarkemmat viitearvot (myös lasten) osoitteesta www.yml.fi

Tiedustelut Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, puh. (09) 525 6237

Allekirjoitukset	Helene Markkanen vs. osastonylilääkäri	Pasi Nokelainen kemisti	Esa Hämäläinen ylilääkäri, vs. vastuu- aluejohtaja
	HUSLAB Naistenklinikan laborato- rio puh. 050 427 1612	HUSLAB Kätilöopiston laboratorio puh. 050 428 7808	HUSLAB Kliinisen kemian ja he- matologian vastuualue puh. (09) 471 72566