

Seerumin 5-hydroksi-indolyliasetatin (6262 S -5HIAA) menetelmä ja viitearvot muuttuvat 25.3.2013 alkaen

| | | | |
|-------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Tutkimus | 6262 | S -5HIAA | S -Hydroksi-indolyliasetatti (5-) |
| Asia | Viitearvojen muutos | | |
| Johdanto | Seerumin 5-hydroksi-indolyliasetattitutkimuksen (6262 S -5HIAA) viitearvot muuttuvat 25.3.2013. | | |
| | <p>Joulukuusta 2012 lähtien Naistenklinikan laboratoriossa on ollut käytössä nestekromatografiaan ja tandem massaspektrometriaan (LC-MS/MS) perustuva menetelmä seerumin 5HIAA:lle. Menetelmää on jouduttu uusimaan teknisten ongelmien takia. Tämän seurauksena on mm. laitteiston HPLC-pylvään tyyppi ja valmistaja vaihtunut. Lisäksi muutetulla menetelmällä on tehty laajempi terveyden henkilöiden viitearvoaineisto, joka seurauksena S -5HIAA:n tulostaso ja viitealueen yläraja on muuttunut.</p> <p>Muutos ei vaikuta muutoin tutkimuksen näytteenotto- tai säilytysohjeisiin, tilauksen tai vastauskäytäntöön.</p> | | |
| Näyteastia | 5 ml seerumiputki, ei geeliä | | |
| Näyte | 1 ml seerumia. Voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, | | |
| Menetelmä | Nestekromatografia-tandemmassaspektrometria (LC-MS/MS) | | |
| Viitearvot | <i>Uusi viitearvo alle 123 nmol/l.</i> | | |
| Tiedustelut | Naistenklinikan laboratorio, puh. 09 471 72932 | | |
| Allekirjoitukset | Helene Markkanen erikoislääkäri HUSLAB Naistenklinikan laboratorio puh. 050 427 1612 | Esa Hämäläinen osastonylilääkäri HUSLAB Naistenklinikan laboratorio puh. 09 471 74944 | |