

## Muutos veren B1-vitamiini -tutkimuksen (4948 fB-B1-Vit) viitearvoissa 23.4.2013 alkaen

<b>Tutkimus</b>	4948	fB-B1-Vit	fB-B1-vitamiini
<b>Asia</b>	Viitearvomuutos		
<b>Johdanto</b>	B1-vitamiini -tutkimuksen viitearvot muuttuvat, koska HUSLABin yhteistyö-laboratorio on kalibroinut HPLC-menetelmänsä uudestaan, minkä seurauksena tulostaso muuttui 12.4.2013. Virallisesti muutos astuu voimaan 23.4.2013, jolloin uudet viitearvot tulevat ATK-järjestelmästä automaattisesti. Aikavälillä 12.-22.4.2013 tutkitut näytteet vastataan lausuntona, josta ilmenee uudet viitearvot.		
<b>Menetelmä</b>	Nestekromatografinen. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutki-mus.		
<b>Tulokset valmiina</b>	Viikon kuluessa		
<b>Viitearvot</b>	<b>Uudet viitearvot: 93 – 283 nmol/l</b>		
	Vanhat viitearvot: 66 – 200 nmol/l		
<b>Tiedustelut</b>	Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, puh. 09 525 6237		
<b>Allekirjoitukset</b>	Maria Raitakari ylilääkäri, vastualuejohtaja HUSLAB Kliinisen kemian ja hematologian vastualue puh. 09 471 72566	Pasi Nokelainen kemisti HUSLAB Kätilöopiston sairaalan laboratorio. puh. 050 428 7808	