

***Mycoplasma genitalium*, herkkyysmääritys (-MygeHe KL 6196); uusi tutkimus käyttöön 15.7.2013**

Tutkimus	6196	-MygeHe	-Mycoplasma genitalium, herkkyysmääritys
Asia	Uusi tutkimus		
Johdanto	Klamydiainfektion hoitoon tavallisimmin käytetty atsitromysiini parantaa usein myös uretriittia ja servisiittiä aiheuttavan <i>Mycoplasma genitalium</i> -infektion. Viime vuosina on esiintynyt atsitromysiinille resistenttiä <i>M. genitaliumia</i> .		
Indikaatiot	Huono kliininen vaste <i>Mycoplasma genitalium</i> -infektion atsitromysiini-hoidolle.		
Näyte	Limakalvonäyte dacron-tikulla. Näytetikku katkaistaan joko viruskuljetusputkeen tai kierrekorkilliseen putkeen, jossa on 0.5-1.0 ml steriiliä keittosuolaa. Virtsanäyte ei sovellu testiin.		
Lähete ja näytteen lähettäminen	Virustutkimuslähete. Näytteet toimitetaan lähetteen kanssa HUSLABin kliinisen mikrobiologian näytteen vastaanottoon osoitteella: HUSLAB, Kliininen mikrobiologia, Näytteen vastaanotto, PL 400, 00029 HUS.		
Menetelmä	Pyrosekvensointi. Alihankintana teetettävä tutkimus.		
Tekotiheys	Tarvittaessa.		
Tulkinta	Resistenssimäärityksen tulos kertoo, onko kanta herkkä atsitromysiinille.		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian osasto, virologian yksikkö, p. (09) 191 26555.		
Allekirjoitukset	Maija Lappalainen Dosentti, osastonylilääkäri Vastuuyksikön päällikkö puh. (09) 191 26772	Martti Vaara Professori, ylilääkäri Vastuualuejohtaja puh. (09) 471 75822	