

Huumeepikaseula (U -HuSeula) laajenee tramadolilla ja fentanyyllillä, uudet osatutkimukset ovat U -Trama-O ja U -Fenta-O 4.5.2015 alkaen

Tutkimus	8062	U -Huseula	U -Huumeepikaseula, kvalitatiivinen, päivystyskäyttöön
Osatutkimukset	U -Koka-O, U -Amfet-O, U -Metam-O, U -Canna-O, U -Metad-O, U -Opiaa-O, U -Trama-O, U -Oksik-O, U -Bendi-O, U -Fenta-O, U -Trisy-O ja U -Bupre-O		
Asia	Kliinisen tarpeen ja kysynnän vuoksi päivystyskäytössä olevaa huumeeseulaa on laajennettu tramadolilla ja fentanyyllillä.		
Indikaatiot	Intoksikaatioepäily. Huumeiden käytön epäily. Pikatesti on tarkoitettu ainoastaan päivystyskäyttöä varten. Muissa tapauksissa tulee käyttää tutkimusta U -Huume-O (KL 4221).		
Teksti	Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina		
Tulkinta	Huumeeseulan osatutkimusten cut-off rajat (-/+) ovat: kokaiini 300 ng/ml, amfetamiini 1000 ng/ml, metamfetamiini 1000 ng/ml, kannabinoidit 50 ng/ml, metadoni 300 ng/ml, opiaatit 300 ng/ml, tramadoli 100 ng/l, oksikodoni 100 ng/ml, bentso-diatsepiini 300 ng/ml, fentanyyli 20 ng/ml, trisykliset antidepressantit 1000 ng/ml, buprenorfiini 10 ng /ml.		
Tiedustelut	Meilahden sairaalan laboratorio, puh. 09 471 72645		
Allekirjoitukset	Janne Backman professori, ylilääkäri HUSLAB Kliininen farmakologia puh. 050 428 0997	Annukka Mäki kemisti HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. 050 427 9201	Timo Kouri vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. 050 427 1252