

## Tutkimuksen S -JCVAb (JC-virus, vasta-aineet, seerumista) vastauskäytäntö muuttuu 1.1.2016 alkaen

<b>Tutkimus</b>	6329	S -JCVAb	JC-virus, vasta-aineet, seerumista
<b>Asia</b>	Vastauskäytännön muutos		
<b>Johdanto</b>	<p>JCV-vasta-ainetestin (S -JCVAb) vastauskäytäntö muuttuu 1.1.2016 siten, että positiivisen tuloksen yhteydessä lausunnossa ilmoitetaan jatkossa myös JCV-indeksin lukuarvo potilaskohtaiseen seurantaan ja monitorointiin.</p> <p>HUSLABin JCV-vasta-ainemenetelmän (S -JCVAb) tulostaso on sekä kvalitatiivisen (positiivinen/negatiivinen) että JCV-indeksin osalta määritelty siten, että se vertautuu S -MSJCVAb-tutkimuspyynnöllä tilattavaan vasta-ainetestiin. S -MSJCVAb on Unilabsissa Tanskassa tehtävä alihankintatutkimus, joka on edelleen tilattavissa ainoastaan Tysabri-hoidon tai -hoitosuunnitelman piirissä oleville MS-potilaille. HUSLABin omaa S -JCVAb-tutkimusta (tutkimuspyynnöllä S -JCVAb) voivat sen sijaan tilata kaikki hoitoyksiköt.</p>		
<b>Yhteyshenkilöt</b>	<p>lääkäri Klaus Hedman, klaus.hedman@hus.fi, 050 524 9086</p> <p>lääkäri Satu Kurkela, satu.kurkela@hus.fi, 050 428 4183</p> <p>laboraattori Eeva Auvinen, eeva.auvinen@hus.fi, 040 838 4010</p>		
<b>Näyte</b>	<p>2-3 ml seerumia tehdaspuhtaassa, kierrekorkillisessa muoviputkessa. Näyte toimitetaan laboratorioon välittömästi, mieluiten jäädytettynä. Jos pitkäaikaista säilytystä (&gt; 3vrk) tarvitaan, näyte pakastetaan ja lähetetään laboratorioon pakastettuna.</p>		
<b>Menetelmä</b>	Epäsuora entsyymi-immunologinen menetelmä		
<b>Tekotiheys</b>	Kerran viikossa		
<b>Allekirjoitukset</b>	Satu Kurkela erikoislääkäri HUSLAB Virologian ja immunologian osasto puh. 050 428 4183	Klaus Hedman ylilääkäri HUSLAB Virologian ja immunologian osasto puh. 050 524 9086	Maija Lappalainen vs. vastuualuejohtaja HUSLAB Kliinisen mikrobiologian vastuualue puh. 040 838 4004