

Alzheimerin taudin merkkiaineen, selkäydinnesteen Beeta-amyloidi 42-proteiini-tutkimuksen (Li-BAm42) viiteyläraja on muuttunut 20.12.2014 alkaen

Tutkimus	4811	Li-BAm42	Li-Beeta-amyloidi 42-proteiini
Asia	Viitearvomuuutos Menetelmämuutos		
Johdanto	<p>HUSLABin alihankintalaboratorio Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikkö on muuttanut menetelmäsovellustaan aivo-selkäydinnesteen Beeta-amyloidi 42-proteiinin (4811 Li-BAm42) määrittämiseksi. Määrittämenetelmän periaate, preanalytiikkaan liittyvät tekniset vaatimukset sekä tekotiheys säilyvät ennallaan.</p> <p>Mittaustulosten tilastollisen analyysin perusteella aiempaa viiteylärajaa on nostettu pitoisuudesta 450 pg/ml pitoisuuteen 500 pg/ml. Muutos on koskenut tuloksia, jotka on saatu laboratorioon saapuneista näytteistä 20.12.2014 alkaen.</p>		
Yhteyshenkilöt	kemisti Solveig Linko, solveig.linko@hus.fi, 09 471 76281, 050 427 2262 lääkäri Timo Kouri, timo.kouri@hus.fi, 050 427 1252		
Lähete	KY, Alzheimerin diag. merkkiaineet www.uef.fi/alzheimermarkkeritutkimukset		
Viitearvot	kaikki.....yli 500 pg/ml		
Tiedustelut	Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, Kliininen lääketiede, Neurologia puh. 040 5486247		
Allekirjoitukset	Solveig Linko apulaisylikemisti koordinoiva laatuvaava HUSLAB Kliinisen kemian ja hematologian vastuualue puh. 050 427 2262	Timo Kouri osastonylilääkäri vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. 050 427 1252	