

Näyteastiamuutos eräissä kvantitatiivisissa kemiallisissa virtsatutkimuksissa

Asia

HUSLAB vaihtaa oheisten kvantitatiivisten kemiallisten virtsatutkimusten näyteastian pienempään 4 ml lisääneettomaan näyteastiaan aikaisemmin käytössä olleen 10 ml lisääneettoman näyteastian sijalle. Syynä näyteastianvaihdokseen on pienemmän putken parempi soveltuvuus automaatiolinjastolle. Pienempi näyteastia voidaan ottaa käyttöön heti, kun niitä on saatavilla. HUS-Logistiikasta tilaavat yksiköt voivat tilata niitä vasta **elokuusta** alkaen.

Näyteastian tiedot: Vacutest, lisääneeton virtsaputki, muovi, pyöreäpohjainen, 4 ml, KIMA (REF 14900 tai ZKIMA14900)

Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:

U -A1Miglo	4757	Alfa-1-mikroglobuliini, virtsasta
cU-A1Miglo	4755	Alfa-1-mikroglobuliini, keräysvirtsasta
dU-A1Miglo	4756	Alfa-1-mikroglobuliini, vuorokausivirtsasta
U -Alb	1029	Albumiini, virtsasta
cU-Alb	3557	Albumiini, keräysvirtsa
dU-Alb	3134	Albumiini, vuorokausivirtsasta
nU-Alb	4836	Albumiini, mikroalbuminuria, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
U -AlbKrea	4511	Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta
nU-AlbKrea	23572	Albumiinin ja kreatiniinin suhde, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
U -Amyl	1080	Amylaasi, virtsasta
U -AmylP	3924	Amylaasi, haimaperäinen, virtsasta
U -Ca	2016	Kalsium, virtsasta
dU-Ca	2011	Kalsium, vuorokausivirtsasta
nU-Gluk	3411	Glukoosi, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
U -K	2004	Kalium, virtsasta
dU-K	1994	Kalium, vuorokausivirtsasta
U -Krea	2145	Kreatiniini, virtsasta
dU-Krea	2141	Kreatiniini, vuorokausivirtsasta

U -Mg	2305	Magnesium, virtsasta
dU-Mg	2299	Magnesium, keräysvirtsasta
U -Na	2386	Natrium, virtsasta
dU-Na	2376	Natrium, keräysvirtsasta
nU-Na	4850	Natrium, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
U -Pi	1433	Fosfaatti, epäorgaaninen, virtsasta
dU-Pi	1429	Fosfaatti, epäorgaaninen, vuorokausivirtsasta
U -Prot	2519	Proteiini, virtsasta
cU-Prot	3663	Proteiini, keräysvirtsasta
dU-Prot	2513	Proteiini, vuorokausivirtsasta
U -ProKre	4712	Proteiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta
U -Uraat	2886	Uraatti, virtsasta
dU-Uraat	2883	Uraatti, vuorokausivirtsasta
U -Urea	2890	Urea, virtsasta
dU-Urea	2887	Urea, vuorokausivirtsasta

Allekirjoitukset

Mia Sneck
kemisti
HUSLAB
Automaatiolaboratorio
puh. 050 427 1548

Timo Kouri
osastonylilääkäri
HUSLAB
Automaatiolaboratorio
puh. 050 427 1252

Maria Raitakari
ylilääkäri, linjajohtaja
HUSLAB
Kliininen kemia ja
hematologia
puh. 050 513 0995