

## Muutos tutkimuksen B -CD4Sup -näytteiden lähettämiskäytäntöön

<b>Tutkimus</b>	6137	B -CD4Sup	B -CD4-lymfosyyttien immunosuppression taso
<b>Asia</b>	Näytteiden saapumisajankohdan aikaistaminen.		
<b>Perustelut</b>	Näytteet tulee toimittaa jatkossa laboratorioon viimeistään klo 13 tekopäivänä (aiemmin klo 14), jotta ne ehditään tutkimaan. Muutos kellonaikaan on tehty, koska näytteitä on tullut liian myöhään, eikä niitä ole ehditty käsittelemään laboratoriossa normaalin työajan puitteissa.		
<b>Yhteyshenkilöt</b>	lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@helsinki.fi, 050 427 9816 lääkäri Antti Väkevä, antti.vakeva@hus.fi, 050 427 2506		
<b>Näyteastia</b>	Na-hepariiniputki 5 ml		
<b>Näyte</b>	1 ml Na-hepariini-kokoverta. Ei sentrifugoida. Näytteen voi ottaa maanantaista torstaihin (MA -> TO), ei kuitenkaan arkipyhää edeltävänä päivänä. Maanantaina ja keskiviikkona näytteen voi ottaa aikaisintaan klo 9:00, koska näyte ei saa olla 30 tuntia vanhempi tekopäivänä klo 13. Tutkimuksen tekopäivinä, TI ja TO, otettujen näytteiden on oltava perillä samana päivänä klo 13:00. Näytteen säilytys ja kuljetus huoneenlämpöisenä.		
<b>Tekotiheys</b>	Arkisin, ti ja to.		
<b>Tulokset valmiina</b>	Seuraavana päivänä.		
<b>Huomautuksia</b>	HUOM! Näytettä ei saa ottaa perjantaina tai arkipyhiä edeltävinä päivinä.		
<b>Tiedustelut</b>	Virologian ja immunologian laboratorio, Infektioserologia-työpiste, puh. 050 427 2470		
<b>Allekirjoitukset</b>	Hanna Jarva erikoislääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816	Antti Väkevä erikoislääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 2506	Maija Lappalainen ylilääkäri, linjajohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004