

Seerumin sinkki (2639 S -Zn) -tutkimuksen viitearvot muuttuvat 1.2.2017

Tutkimus	2639	S -Zn	S -Sinkki
Asia	Viitearvomuuutos		
Perustelut	<p>HUSLABin alihankintalaboratorio VITA Laboratorio päivittää seerumin sinkki, 2639 S -Zn -tutkimuksen viitearvot 1.2.2017. Samalla otetaan käyttöön naisten, miesten ja lasten erilliset viitearvot. Tutkimuksen muut tiedot pysyvät ennallaan.</p> <p>Uudet viitearvot:</p> <p>Naiset: 9-22 µmol/l Miehet: 12-26 µmol/l Lapset: 7.7-15 µmol/l</p> <p><u>Vanhat viitearvot:</u></p> <p>kaikki: 9-18 µmol/l</p>		
Tiedustelut	HUSLAB-talon näytteiden vastaanotto, puh 09 471 72563		
Näyteastia	Hivenaineputki, ei antikoagulanttia, 7 ml. Näyte erotellaan VITA Laboratoriosta saatavaan hivenaine-erotteluputkeen. Ajantasainen tarkempi tieto putkesta ja muut näytteenkäsittelyohjeet, ks. HUSLABin tutkimusohjekirja.		
Allekirjoitukset	Pasi Nokelainen kemisti HUSLAB Erikoiskemia, Kirurgisen ja Kätilöopiston sairaalan laboratoriot puh. 050 428 7808 pasi.nokelainen@hus.fi	Timo Kouri osastonylilääkäri HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. 050 427 1252 timo.kouri@hus.fi	Lotta Joutsu-Korhonen Linjajohtaja vs. HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 2402 lotta.joutsu-korhonen@ hus.fi