

Näytteiden tekopäivä muuttuu keskiviikoksi B -Ly-S -tutkimuksessa (4337) 15.1.2018 alkaen ja näytteiden säilyvyysaika muuttuu 27 tuntiin

Tutkimus	4337	B -Ly-S	B -Lymfosyytit, stimulaatiokoe
Asia	Yleisasia		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@helsinki.fi, 050 427 9816 lääkäri Eliisa Kekäläinen, eliisa.kekalainen@hus.fi, 050 427 9344 lääkäri Anne Toivonen, anne.toivonen@hus.fi, 050 440 8374		
Indikaatiot	Immuunipuutosepäily		
Näyteastia	Li-hepariiniputki 5/4 ml		
Näyte	<p>1) Tekopäivä muuttuu 15.1.2018 alkaen maanantaista keskiviikoksi.</p> <p>2) 15.1.2018 alkaen uusi säilyvyysaika on 27h, aiemman tuoreen näytteen sijaan, niin että näytteen on saavuttava HUSLAB:n virologian ja immunologian yksikön laboratorioon viimeistään keskiviikkona klo 14 mennessä.</p> <p>Yli 27 h näytteenotosta saapuvat näytteet eivät sovellu enää kyseiseen tutkimukseen. Tutkimuksessa tarvitaan eläviä lymfosyyttejä. Näytteet tulee säilyttää huoneenlämpötilassa.</p>		
Menetelmä	Virtaussytometrinen menetelmä. Stimulaatio ja virtaussytometria.		
Tekotiheys	Tutkimus tehdään kerran viikossa keskiviikkoisin 15.1.2018 alkaen.		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian laboratorio, Infektioserologia-työpiste, puh. 050 427 2470		
Allekirjoitukset	Hanna Jarva Erikoislääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816	Anne Toivonen Erikoistuva lääkäri HUSLAB Virologia ja immunologia puh. 050 440 8375	Maija Lappalainen Ylilääkäri, linjajohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004