

Virtsan sinkki (2637 dU-Zn) -tutkimuksen viiterajat muuttuvat 1.3.2017

Tutkimus	2637	dU-Zn	dU-Sinkki
Asia	Viitearvomuuutos		
Perustelut	<p>HUSLABin alihankintalaboratorio VITA Laboratorio on ilmoittanut virtsan sinkki, 2637 dU-Zn -tutkimuksen määrittämenetelmän ja samalla viitearvojen muutoksesta 1.3.2017 alkaen. Tutkimuksen muut tiedot pysyvät ennallaan.</p> <p>Uusi viiteväli: 2,3 – 12,2 µmol</p> <p>Vanha viiteväli: 2 – 19 µmol</p>		
Tiedustelut	HUSLAB-talon näytteiden vastaanotto, puh. 09 471 72563		
Näyteastia	Hyvin sekoitetusta vuorokausivirtsasta kaadetaan 10 ml näyte Vita-laboratoriosta saatavaan punakorkkiseen Sarstedtin tehdaspuhtaaseen putkeen. Ajantasainen tieto putkesta ja muut näytteenkäsittelyohjeet, ks. HUSLABin tutkimusohjekirja.		
Allekirjoitukset	Pasi Nokelainen kemisti HUSLAB Erikoiskemia, Kirurgisen ja Kätilöopiston sairaalan laboratoriot puh. 050 428 7808 pasi.nokelainen@hus.fi	Timo Kouri osastonylilääkäri HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. 050 427 1252 timo.kouri@hus.fi	Lotta Joutsu-Korhonen linjajohtaja vs. HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 2402 lotta.joutsu-korhonen@ hus.fi